



**INDUSTRIA
& MÉDICO**

SOLUCIONES DE
**CONTROL DE LAS
CONTAMINACIONES
Y DE PREVENCIÓN
DE LOS RIESGOS**

CATÁLOGO

WWW.MEDICOM-EU.COM



PRIDE IN
PROTECTION

RESUMEN

1.	Nuestra historia	04
2.	Medicom en todo el mundo	06
3.	Nuestro compromiso con la RSE	08
4.	Protección facial	12
5.	Protección de las manos	32
6.	Protección corporal	50
7.	Protección de la cabeza	74
8.	Protección de los pies	84
9.	Higiene personal y médica	98
10.	Limpieza y desinfección	106
11.	Kits y accesorios	114

NUESTRA HISTORIA



RONALD REUBEN
Fundador y presidente ejecutivo

Fundado en 1988 por Ronald Reuben, el grupo Medicom® se ha consolidado como uno de los líderes mundiales en la fabricación y distribución de productos de alta calidad para el control de infecciones. Sus soluciones desechables y preventivas están especialmente diseñadas para los sectores médico, dental e industrial.

Con presencia en más de 95 países, Medicom es un aliado estratégico en la protección de la salud a nivel global, participando activamente en la lucha contra las principales epidemias y pandemias de nuestra época: VIH, gripe aviar, SARS, H1N1, virus del Ébola y COVID-19.



VISIÓN

Medicom® es el socio B2B, el experto que desarrolla, **fabrica y vende soluciones** que protegen y previenen la contaminación y las infecciones.



ASIGNACIÓN

Medicom® **protege a las personas y previene riesgos** escuchando, respondiendo y anticipándose a las necesidades de los clientes, creando valor a través de servicios y soluciones que brindan tranquilidad y superan las expectativas del cliente.



VALORES

- Responsabilidad
- Orientación al cliente
- Espíritu de equipo
- Empatía
- Desarrollo sostenible

MÁS DE 100 AÑOS EXPERIENCIA EN EUROPA

1921	INSTALACIÓN DE LA FÁBRICA EN ANGERS , especializada en la fabricación de papel de fumar.
1972	LA PRIMERA MASCARILLA DE PAPEL. KOLMI® fabrica la primera mascarilla de papel en Europa.¡Una revolución para los equipos médicos!
1975	LA PRIMERA MASCARILLA NO TEJIDA. KOLMI® diseña la primera mascarilla no tejida de un solo uso que combina protección y comodidad.
1988	CREACIÓN DEL GRUPO MEDICOM®
2003	CREACIÓN DE LA MARCA HOPEN , especialista en equipos de protección individual de un solo uso.
2010	CREACIÓN DE KOLMI HOPEN® para ofrecer una solución completa de protección de la cabeza a los pies.
2011	KOLMI HOPEN® SE UNE AL GRUPO MEDICOM®, un especialista canadiense en equipos dentales reconocido mundialmente.
2012	LÍDER FRANCÉS EN MASCARILLAS MÉDICAS , KOLMI® se convierte en el primer fabricante en equipar los quirófanos en Francia con mascarillas quirúrgicas.
2020	NUEVA COLABORACIÓN CON LOSER GMBH , para ampliar nuestra presencia en el sector dental en Europa, adquisición de LOSER GMBH. LA CRISIS DEL COVID-19: UN PUNTO DE INFLEXIÓN IMPORTANTE con un fuerte aumento de la producción para satisfacer todas las demandas.
2021	CREACIÓN DE ManiKHeir , la primera planta de fabricación de guantes de nitrilo en Francia. Con la obtención de la medalla de plata de Eco Vadis se da la bienvenida al inicio de un enfoque de RSE.
2022	FUSIÓN ESTRATÉGICA CON WEESAFE. Adquisición de WeeSafe, empresa reconocida en protección corporal gracias a sus trajes EPI de Categoría III.
2023	¡NUEVA IDENTIDAD! KOLMI HOPEN® continúa su deseo de crear una entidad europea. estrechamente vinculada al grupo al cambiar su nombre a Medicom SAS para el sector médico/industrial y Medicom GMBH para el sector dental.
2024	INAUGURACIÓN de las 4 líneas de producción de ManiKHeir , que representan una capacidad de más de 900 millones de guantes al año. Galardonado con la medalla de oro Eco Vadis.

MEDICOM EN EL MUNDO

- SEDE CENTRAL MUNDIAL
- PLANTA DE PRODUCCIÓN
- OFICINA COMERCIAL

±1500
EMPLEADOS


13
FÁBRICAS



COMPROMISO RSC

En consonancia con los valores de Medicom desde hace varios años, hemos decidido estructurar nuestro enfoque social basándonos en los principios fundamentales de la norma ISO 26000.

Esto se refleja en la gestión de nuestros impactos ambientales, el desempeño de nuestros equipos, la calidad de nuestros productos, así como en nuestro compromiso con clientes y socios, siempre en cumplimiento con las normas y regulaciones vigentes.



Se fundamenta en compromisos que reflejan nuestra voluntad de asumir responsabilidades en materia de desarrollo sostenible.



NUESTROS ÁMBITOS

- **Garantizar un entorno** de trabajo seguro, motivador y duradero para nuestros colaboradores.
- Introducir en el mercado productos innovadores y de calidad, **minimizando al mismo tiempo su impacto.**
- **Ejercer una influencia externa positiva** frente a los retos sociales, económicos y medioambientales del mañana.
- Favorecer el desarrollo de **una cadena de valor sostenible.**



Desde 2023, también estamos comprometidos con la iniciativa de responsabilidad social corporativa del **Pacto Mundial de las Naciones Unidas**, apoyando sus diez principios en torno a los Derechos Humanos, las normas laborales, el medioambiente y la lucha contra la corrupción.



1 RECURSOS, TRANSFORMACIÓN Y ABASTECIMIENTO

Uso responsable de las materias primas

Seleccionamos rigurosamente las materias primas para garantizar que sean respetuosas con el medioambiente, sin comprometer la calidad ni la durabilidad de nuestros productos. Una parte de nuestros productos se fabrica a partir de materiales reciclados, lo que reduce nuestro consumo de nuevos recursos.

Procesos de transformación de bajo impacto

Al seleccionar a nuestros proveedores de materias primas y productos terminados, damos prioridad a procedimientos que ahorren energía y agua.

Una red de socios comprometidos

Colaboramos con proveedores locales e internacionales, asegurándonos de que compartan nuestros valores en materia de respeto a los Derechos Humanos y de protección del medioambiente. Favorecemos los circuitos cortos para limitar nuestra huella de carbono, y nuestras relaciones a largo plazo con los socios garantizan un abastecimiento estable y ético.

2 FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO

Optimización de nuestras cadenas de producción


Nuestros centros de fabricación están comprometidos con un proceso de mejora continua para reducir el impacto ambiental de la producción y mejorar las condiciones laborales.

Logística y transporte optimizados

Replanteamos nuestros sistemas de distribución para limitar la huella de carbono asociada al transporte de nuestros productos: agrupamos los envíos para reducir el número de trayectos y utilizamos medios de transporte con bajas emisiones de CO₂.

Embalajes sostenibles

Reducción de los envases plásticos, uso de materiales reciclables y de fibras procedentes de bosques gestionados de manera sostenible para nuestros productos fabricados en Francia, con un diseño de impresión optimizado que permite disminuir el consumo de recursos.



MATERIALES RECICLADOS

Comprometidos con la preservación de las energías fósiles y la reducción de la huella de carbono de nuestras producciones, incorporamos polipropileno reciclado en el diseño de nuestras mascarillas FFP, mascarillas para salas blancas y cubrezapatos.

Utilizamos diferentes procesos, entre ellos el método "Mass Balance", un concepto que permite rastrear los flujos de materias primas y de productos reciclados a lo largo de toda la cadena de valor, así como el proceso PIR (Post Industrial Recycling).

Proteger respetando al mismo tiempo el medioambiente

Nuestros equipos de protección individual están diseñados para garantizar la máxima seguridad y, al mismo tiempo, minimizar el impacto ambiental.

3 FIN DE VIDA DE LOS PRODUCTOS Y RECICLAJE

Nuestro objetivo es promover una economía circular, comprometiéndonos a desarrollar soluciones de reciclaje y recuperación. Por ello, estamos asociados con Eco'Logic Recyclage para ofrecer una solución **MADE IN FRANCIA** de reciclaje de EPI flexibles de un solo uso fabricados en polipropileno.



01

PROTECCIÓN DE LA CARA

Mascarillas médicas

16

Respiradores

26

Máscaras para salas blancas
& Entornos controlados

30



MASCARILLAS MÉDICAS

Definición

1. Protege el medio ambiente de los patógenos transportados por las gotitas emitidas por la boca y la nariz del usuario.
2. Protege al profesional sanitario de salpicaduras de fluidos biológicos potencialmente contaminados (calificación Tipo IIR)



Regulación

EN 14683:2019+AC:2019 - REQUISITOS

Define los requisitos de rendimiento de las mascarillas para uso médico, teniendo en cuenta diferentes criterios que garantizan la calidad de la mascarilla y la seguridad para el entorno del usuario:


- ▮ Eficiencia de filtración bacteriana (BFE)
- ▮ Transpirabilidad (Delta P)
- ▮ Resistencia a proyecciones de fluidos biológicos (sólo tipo IIR)
- ▮ Biocompatibilidad
- ▮ Limpieza microbiana (carga biológica)

ENSAYOS ADICIONALES NO REQUERIDOS POR LA NORMA EN 14683

Para garantizar una protección adicional a sus usuarios, las mascarillas Kolmi® se prueban contra virus y partículas submicrónicas mediante dos pruebas:


- ▮ Eficiencia de filtración de virus (VFE)
- ▮ Eficiencia de filtración de partículas de 0,1 µm (EFP)

LOS DIFERENTES TIPOS DE FIJACIONES:




ELÁSTICOS AURICULARES

Este es el sistema de sujeción más conocido. Fácil de poner y quitar.



CORREA

El sistema de fijación más cómodo para intervenciones de larga duración.



ELÁSTICOS TRANSVERSAL

Este sistema combina la facilidad de uso de los elásticos clásicos con la comodidad correas que se colocan en la parte posterior de la cabeza y el cuello.

Nuestra gama de productos

Ofrecemos una gama completa de mascarillas médicas de un solo uso para cubrir todas las necesidades: con correas o elásticas y que se adaptan a diferentes sectores de actividad.

Kolmi®
Vitals

Kolmi®
Softex

Kolmi®
Feeldry

Nuestras mascarillas están fabricadas con materias primas de la más alta calidad, procedentes de los principales fabricantes de telas no tejidas del mundo. Estas materias primas, combinadas con la experiencia tecnológica de Kolmi, garantizan que nuestras mascarillas ofrezcan una excelente transpirabilidad y una comodidad absoluta, manteniendo un alto nivel de protección.

KOLMI® BIAS

La parte superior e inferior de nuestras mascarillas elásticas Softex y Feeldry están forradas con un dobladillo para mayor comodidad del usuario y mayor resistencia.

BARRA NASAL INTEGRADA

La barra nasal integrada permite que nuestras mascarillas se adapten perfectamente a diversas formas faciales.

TRANSPIRABILIDAD EXCEPCIONAL

Nuestras mascarillas están diseñadas para ofrecer una excelente transpirabilidad y una comodidad excepcional para el uso diario. Sus resultados superan los requisitos de la norma EN 14683.

PLEGADO DE ORIGAMI DE KOLMI®

El pliegue en forma de omega permite que la mascarilla se adapte al rostro del usuario. Además, garantiza un ajuste perfecto y una gran comodidad.

LA SONRISA KOLMI®

La sonrisa Kolmi® fue creada para ayudar a que la mascarilla se ajuste cómodamente a todas las formas de rostro, mejorando la transpirabilidad.

EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA

Nuestras mascarillas médicas ofrecen una eficiencia de filtración bacteriana excepcional.

MATERIAS PRIMAS BLANDAS

Nuestras mascarillas ofrecen una comodidad inigualable para usuarios con piel sensible. La pieza facial, las orejeras, las bandas cruzadas y las correas están fabricadas con materiales suaves. Para complementar esta comodidad, garantizamos que nuestras mascarillas no contienen látex.

NUEVO AVISO DIGITAL EN EL EMBALAJE



ZONA ATMÓSFERA CONTROLADO (ZAC)

Nuestras mascarillas con correas y elásticos transversales o FFP, utilizadas en quirófanos o en salas bajo ambiente controlado, se fabrican en zona de atmósfera controlada (ZAC).

Nuestra área de atmósfera controlada contribuye a la limpieza microbiana continua de nuestras mascarillas y garantiza a nuestros clientes su inmediata disponibilidad operativa.



MASCARILLA MÉDICA CON OPCIONES

Tecnologías para la protección trabajadores de primera línea.



ANTIVAHO

Ayuda a prevenir la aparición niebla en las gafas






ANTIPROYECCIÓN

Gracias a una visera integrada en la máscara, se garantiza la protección facial contra proyecciones de líquidos biológicos.
Machine Translated by Google



ANTIRREFLECTANTE

Limita el riesgo de deslumbramiento en entornos de luz de alta intensidad y enmascara el reflejo en usuarios de gafas.



MASCARILLAS MÉDICAS

Kolmi®
Softex

- La gama Kolmi® Softex está fabricada con materiales suaves y no irritantes para la piel, lo que garantiza comodidad y protección duradera para el usuario.
- Dispositivo Médico Clase I Certificado según norma EN14683:2019+AC:2019.
- Probado según pruebas BFE, VFE y PFE.
- Fabricado en Francia.

TIPO IIR ELÁSTICOS

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Softex

DM Clase I

REF.			
M35111-30		Caja	16 x 50 u
M35211-30			
M35511-30			

TIPO IIR ELÁSTICOS - SIN CLIP NASAL

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Softex

DM Clase I

REF.				
M35001SB-30		Sin puente nasal	Caja	16 x 50 u

TIPO IIR ELÁSTICOS - VISERA

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Softex

DM Clase I

Visera de poliéster con tratamiento antiempañante en ambos lados

REF.				
M35111V-30		Visera	Caja	4 x 25 u

TIPO II ELÁSTICOS

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Softex

DM Clase I

REF.			
M14301-30		Caja	16 x 60 u
M14311-30			
M14321-30			

TIPO II ELÁSTICOS - A GRANEL

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Softex

DM Clase I

REF.			
M14311-30-2000		Bolsa	1 x 2000 u

TIPO II CON CINTAS

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Softex

DM Clase I

REF.			
M21101-30		Caja	6 x 50 u

TIPO IIR TIRANTES

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Softex

DM Clase I

REF.			
M31101-30		Caja	6 x 40 u
M31201-30			

TIPO II CON CINTAS - CON OPCIONES

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Softex

DM Clase I

REF.				
M21101F-30		Banda antivaho	Caja	6 x 50 u
M21101M-30		Banda de espuma		6 x 40 u

TIPO II ELÁSTICOS - NIÑOS/AS 5-12 AÑOS

MADE IN FRANCE



Kolmi® Softex Kids

DM Clase I

Adecuado para caras de niños de 5 a 12 años

REF.			
M95121-30		Caja	12 x 50 u

TIPO II ELÁSTICOS - NIÑOS/AS 1-5 AÑOS

MADE IN FRANCE



Kolmi® Softex Kids

DM Clase I

Adecuado para caras de niños de 1 a 5 años

REF.			
M95241-30		Caja	12 x 50 u



MASCARILLAS MÉDICAS

Kolmi® Feeldry

- La gama Kolmi® Feeldry incorpora una capa interior ultraabsorbente, lo que garantiza una Comodidad óptima y constante, incluso durante un uso prolongado.
- Dispositivo Médico Clase I Certificado según norma EN14683:2019+AC:2019.
- Probado según pruebas BFE, VFE y PFE.
- Fabricado en Francia.

TIPO IIR CON CINTAS

MADE IN FRANCE



Kolmi® Feeldry

DM Clase I

REF.			
M34001-30		Caja	6 x 40 u
M34101-30			
M34201-30			

TIPO II CON CINTAS - CON OPCIONES

MADE IN FRANCE



Kolmi® Feeldry

DM Clase I

REF.			
M24101F-30		Banda antivaho	Caja
M24101N-30		Banda antideslumbrante	
			6 x 50 u

TIPO IIR TIRANTES - CON OPCIONES

MADE IN FRANCE



Kolmi® Feeldry

DM Clase I

REF.			
M34101F-30		Banda antivaho	6 x 40 u
M34101V-30		Visera	4 x 25 u

TIPO II CON CINTAS

MADE IN FRANCE



Kolmi® Feeldry

DM Clase I

REF.			
M24101-30		Caja	6 x 50 u

Kolmi®
Vitals

UNA ELECCIÓN
RESPONSABLE
& SOSTENIBLE

-35%
REDUCCIÓN DE LA HUELLA
DE CARBONO EN
COMPARACIÓN CON
UNA MASCARILLA
IMPORTADA DE ASIA*

MADE IN FRANCE

Disponible en versiones con cintas y con elásticos



Fabricadas con materiales de primera calidad que favorecen la comodidad y la transpirabilidad, las mascarillas de la gama Kolmi®Vitals han sido diseñadas con el objetivo de reducir su huella de carbono a través de dos criterios:

- Reducir la cantidad de material utilizado sin comprometer la comodidad ni la protección de los usuarios.
- Garantizar el origen francés de todos los componentes de la mascarilla, recurriendo exclusivamente a proveedores locales.

MASCARILLAS MASCARILLAS

Kolmi®
Vitals

- La gama Kolmi® Vitals combina comodidad, seguridad y rendimiento a la vez que satisface las necesidades del uso diario.
- Dispositivo Médico Clase I Certificado según norma EN14683:2019+AC:2019.
- Probado según pruebas BFE, VFE y PFE.
- Fabricado en Francia.

TIPO IIR ELÁSTICOS

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Vitals

DM Clase I

REF.			
M36101-40		Caja	16 x 50 u

TIPO II ELÁSTICOS

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Vitals

DM Clase I

REF.			
M13101-40		Caja	16 x 60 u

TIPO IIR TIRANTES

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Vitals


DM Clase I

REF.			
M33101-40		Caja	6 x 50 u

MASCARILLAS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA (FFP)


Definición

La mascarilla de protección respiratoria es un Equipo de Protección Individual (EPI) de categoría III que cubre la boca, la nariz y el mentón. También conocidas como mascarillas FFP (Filtering Face Piece), protegen al usuario contra la inhalación de gotas y partículas suspendidas en el aire, posibles vectores de agentes infecciosos.



- Función de la mascarilla de protección respiratoria:**
- Protege al usuario de las partículas presentes en el aire.
 - Existen 3 niveles de eficacia de filtración de las partículas aéreas.
 - Norma EN 149:2001+A1:2009
 - Reglamento (UE) 2016/425

Filtración mínima de las mascarillas FFP:



PRUEBA DE FUGA TOTAL HACIA EL INTERIOR

TASA MÁXIMA DE FUGA			BACTERIAS Y VIRUS GOTAS SALPICADURAS
	*	**	
FFP1	≤ 22 %	≤ 25 %	
FFP2	≤ 8 %	≤ 11 %	
FFP3	≤ 2 %	≤ 5 %	

Esta prueba mide las fugas dentro de la mascarilla que provienen del sello de estanqueidad, de la válvula y del material filtrante.

PRUEBA DE PENETRACIÓN DEL MATERIAL FILTRANTE

	ENSAYO CON CLORURO DE SODIO 95 L/MIN	ENSAYO CON ACEITE DE PARAFINA 95 L/MIN
FFP1	≤ 20 %	≤ 20 %
FFP2	≤ 6 %	≤ 6 %
FFP3	≤ 1 %	≤ 1 %

Esta prueba mide el porcentaje de partículas sólidas (cloruro de sodio) o líquidas (aceite de parafina) que penetran en la mascarilla.

PRUEBA DE RESISTENCIA RESPIRATORIA

	INHALACIÓN		EXHALACIÓN
	30 L/MIN	95 L/MIN	160 L/MIN
FFP1	≤ 0,6	≤ 2,1	≤ 3
FFP2	≤ 0,7	≤ 2,4	≤ 3
FFP3	≤ 1	≤ 3	≤ 3


Esta prueba mide la resistencia máxima permitida (mbar).

* resultados válidos para al menos 8 de las 10 medias aritméticas correspondientes a cada usuario
** resultados válidos para al menos 46 de los 50 resultados individuales del ejercicio




DISPONIBLE EN 3 TALLAS:


S
TALLAS



M
TALLAS



L
TALLAS




APLICACIÓN PRINCIPAL: PREVENCIÓN FRENTE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE RIESGO de acuerdo con las recomendaciones nacionales vigentes.

NUESTRA GAMA Y APLICACIONES PRINCIPALES

COMODIDAD Y PROTECCIÓN

Nuestras mascarillas FFP están equipadas con bandas elásticas transversales tejidas y soldadas por ultrasonidos para garantizar el mejor ajuste posible. Fáciles de colocar, resultan cómodas incluso durante largos periodos de uso.




CAPAS DE TEJIDOS NO TEJIDOS COMPUESTAS DE SPUNBOND Y MELTBLOWN

Las mascarillas FFP están formadas por una combinación de capas de Spunbond y Meltblown, para asegurar una protección máxima con una comodidad inigualable.

AJUSTE EXCELENTE

Nuestras mascarillas FFP están disponibles en tres tallas* y cuentan con una pinza nasal integrada y flexible para asegurar un ajuste óptimo. *Según el nivel de protección.



RESPIRABILIDAD EXCEPCIONAL

Las mascarillas FFP Kolmi® ofrecen una respirabilidad sobresaliente gracias al uso de las mejores materias primas del mercado.

MATERIAS PRIMAS SUAVES

Nuestras mascarillas de protección respiratoria no contienen látex, y la capa interna está compuesta por un material ligero y suave, garantizando protección y máximo confort para el usuario.



NUEVO
INSTRUCCIONES
DIGITALES EN EL ENVASE



MASS BALANCE

Comprometidos con la preservación de las energías fósiles y la reducción del impacto de carbono de nuestras producciones, incorporamos polipropileno reciclado en el diseño de nuestras mascarillas FFP gracias a la tecnología Mass Balance*.

*El Mass Balance es un concepto que permite rastrear los flujos de materias primas y productos reciclados a lo largo de toda la cadena de valor.

MASCARILLAS
RESPIRATORIAS

Kolmi®
Oxygen

- La gama Kolmi® Oxygen garantiza un confort óptimo gracias al uso de materiales suaves y flexibles, que ofrecen una sensación agradable incluso durante un uso prolongado.
- Permite una respiración fácil sin comprometer la protección.
- Disponible en tres tallas para adaptarse a todas las morfologías.
- Certificada como Dispositivo Médico de Clase I según la norma EN 14683:2019+AC:2019 y como Equipo de Protección Individual de Categoría III según la norma EN 149:2001+A1:2009.
- Fabricada íntegramente en Francia, la gama Kolmi® Oxygen incorpora al menos un 70 % de materiales reciclados en su composición (FFP1, FFP2 y FFP3).

FFP1 NR D TIPO IIR

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Oxygen

DM Clase I

EPI CAT. III



REF.			
M51014-WH-MB		M	Caja
M51014S-WH-MB			

10 x 50 u

FFP2 NR D TIPO IIR

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Oxygen

DM Clase I

EPI CAT. III



REF.			
M52214-WH-MB		S	Caja
M52214S-WH-MB			
M52014-WH-MB		M	Caja
M52014S-WH-MB			
M52114-WH-MB		L	Caja
M52114S-WH-MB			

10 x 50 u

4 x 50 u

FFP3 NR D TIPO IIR

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Oxygen

DM Clase I

EPI CAT. III



REF.			
M53214-WH-MB		S	Caja
M53214S-WH-MB			
M53014-WH-MB		M	Caja
M53014S-WH-MB			
M53114-WH-MB		L	Caja
M53114S-WH-MB			

10 x 50 u

4 x 50 u



MASCARILLAS
RESPIRATORIAS

SafeMask®
Fit+Pro

MASCARILLA RESPIRATORIA FFP2 NR
DE 3 PLIEGUES



SafeMask®
Fit+Pro

EPI CAT. III

- Diseño plegable de 3 paneles, se adapta a todas las formas de rostro
- Comodidad inigualable con espuma selladora
- Fácil ajuste con elásticos deslizantes y anillo de ajuste
- Empaquetado individual para una higiene controlada

REF.				
M62110		248 x 87 mm	Caja	12 x 20 u

MASCARILLA RESPIRATORIA FFP2 NR
DE 3 PLIEGUES CON VALVULA



SafeMask®
Fit+Pro

EPI CAT. III

- Diseño plegable de 3 paneles, se adapta a todas las formas de cara
- Espuma de sellado para máxima comodidad y protección
- Fácil ajuste con elásticos deslizantes y anillo de apriete
- Válvula de exhalación que reduce el vaho y el calor
- Embalaje individual para una higiene controlada

REF.				
M62110V		248 x 87 mm	Caja	12 x 12 u

MASCARILLA RESPIRATORIA FFP3 NR
DE 3 PLIEGUES



SafeMask®
Fit+Pro

EPI CAT. III

- Diseño plegable de 3 paneles, se adapta a todas las formas de rostro
- Comodidad inigualable con espuma selladora
- Fácil ajuste con elásticos deslizantes y anillo de ajuste
- Embalaje individual para una higiene controlada

REF.				
M63110		248 x 87 mm	Caja	12 x 20 u

MASCARILLA RESPIRATORIA FFP3 NR
DE 3 PLIEGUES CON VALVULA



SafeMask®
Fit+Pro

EPI CAT. III

- Diseño plegable de 3 paneles, se adapta a todas las formas de rostro
- Espuma selladora para máxima comodidad y protección
- Fácil ajuste con elásticos deslizantes y anillo de ajuste
- Válvula de exhalación que reduce el vaho y el calor
- Embalaje individual para higiene controlada

REF.				
M63110V		248 x 87 mm	Caja	12 x 12 u



MASCARILLAS PARA SALAS LIMPIAS
Y ENTORNOS CONTROLADOS

ISOAIR®



Nuestra gama y
aplicaciones principales

En salas limpias, las mascarillas se utilizan principalmente para proteger el entorno del usuario, aunque también pueden proporcionar protección al propio portador, como es el caso de nuestras mascarillas FFP (EPI de Categoría III).

Gracias a sus materiales de muy baja liberación de partículas, la gama ISO AIR® ha sido especialmente diseñada para garantizar el confort del usuario y la protección del entorno. Con resultados superiores al 99 %, las mascarillas ISO AIR® ofrecen una excelente capacidad de filtración bacteriana, particulada y viral, al tiempo que proporcionan una gran comodidad respiratoria.

Además, comprometida con su huella ecológica, Medicom® es el primer fabricante en desarrollar una gama de mascarillas elaboradas con materiales de origen reciclado mediante el enfoque Mass Balance.

Toda la gama ISO AIR® ha sido probada con el tambor de Helmke según el método IEST-RP-CC003.4, para garantizar su bajísimo nivel de liberación de partículas. De este modo, las mascarillas ISO AIR® pueden utilizarse en entornos desde ISO 3 Grado A y superiores.

ELÁSTICOS CRUZADOS ESTÉRIL

MADE IN FRANCE



- Nivel de Garantía de Esterilidad 10⁻⁶
- Probadas antes y después de la esterilización, las prestaciones de filtración (BFE, PFE, VFE > 99%) y comodidad permanecen estrictamente idénticas
- Proceso de esterilización según la norma ISO 11135 que regula la esterilización de productos sanitarios con ETO
- Colocación y ajuste óptimos gracias a las bandas elásticas transversales
- Excelente transpirabilidad

REF.				
60.702-STE	210 x 90 mm	Doble embalaje	6 x 50 u	

MASCARILLAS PARA SALAS LIMPIAS
Y ENTORNOS CONTROLADOS

ELÁSTICOS CRUZADOS NO ESTÉRIL -
FORMA PLEGADA

MADE IN FRANCE



- Diseñados para su uso en entornos ISO 3 Clase C
- Excelente eficacia de filtración (BFE, PFE y VFE > 99%)
- Fácil de colocar y mayor comodidad gracias a los elásticos transversales
- Disponibles en dos tamaños : M = 210 x 90 mm / L = 230 x 90 mm

REF.				
60.701-30	230 x 90 mm	Doble embalaje	6 x 50 u	
60.702	210 x 90 mm			

TIRANTES NO ESTÉRIL

MADE IN FRANCE



- Diseñados para su uso en entornos ISO 5 Clase C
- Excelente eficiencia de filtración (BFE, PFE y VFE > 99%)
- Dos tamaños disponibles : M = 175 x 95mm / L = 195 x 95mm

REF.				
60.720L	195 x 95 mm	Doble embalaje	6 x 50 u	
60.720M	175 x 95 mm			

ELÁSTICOS CRUZADOS NO ESTÉRIL -
FORMA "DUCKBILL"

MADE IN FRANCE



- Diseñados para su uso en entornos ISO 3 Clase C
- Excelente eficiencia de filtración (BFE, PFE y VFE > 99%)
- Gran transpirabilidad gracias a la amplia cámara respiratoria
- Dos tamaños disponibles : M = 240 x 100 mm / L = 268 x 115 mm

REF.				
60.754L	268 x 115 mm	Doble embalaje	6 x 50 u	
60.754M	240 x 100 mm			

ELÁSTICOS NO ESTÉRIL

MADE IN FRANCE



- Diseñados para su uso en entornos ISO 5 Clase C
- Excelente eficacia de filtración (BFE, PFE y VFE > 99%)
- Elásticos suaves y no irritantes
- Disponibles en dos tamaños : M = 175 x 90 mm / L = 195 x 90 mm

REF.				
60.712L	195 x 90 mm	Doble embalaje	8 x 50 u	
60.712M	175 x 90 mm			

02

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Ámbitos de aplicación	34
Reglamentación	35
Guía de tallas	39
Nuestra gama	40



GUANTES

ÁMBITOS DE APLICACIÓN



DISPOSITIVO MÉDICO (DM)

Actúa como barrera contra la contaminación

NORMAS EUROPEAS:
EN 455 Y ISO 10993



EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Protege al usuario frente a riesgos externos

NORMAS EUROPEAS:
EN ISO 21420, ISO EN 374-1/2/4/5, EN 16523-1,
ISO 16604, EN 421, ASTM D6978-05



EQUIPO DE HIGIENE

Protege el entorno

CUMPLE CON LOS REQUISITOS
DEL REGLAMENTO (CE) 1935/2004 (contacto alimentario)

REGLAMENTO (UE) 2017/745

RELATIVO A LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

NORMAS EUROPEAS EN 455

GUANTES MÉDICOS DE UN SOLO USO (DM)

Esta serie de normas se aplica a los guantes médicos, cuyo objetivo es actuar como barrera entre el paciente y el usuario, evitando toda contaminación cruzada.

La serie EN 455 consta de 4 partes principales:

EN 455-1:2020+A2:2024 REQUISITOS Y ENSAYOS PARA LA DETECCIÓN DE AGUJEROS

Los guantes deben superar una prueba de estanqueidad al agua para la detección de agujeros. Esta prueba se realiza sobre una muestra estadística tomada conforme a ISO 2859-1.

EN 455-2:2024 REQUISITOS Y ENSAYOS DE PROPIEDADES FÍSICAS

Especifica los requisitos y métodos de ensayo relativos a las propiedades físicas de los guantes médicos, como dimensiones y resistencia a la rotura, antes y después de un envejecimiento acelerado.

	GUANTES DE EXAMEN PROCEDIMIENTO Látex / Nitrilo	GUANTES DE EXAMEN PROCEDIMIENTO Termoplástico cloruro de polivinilo, polietileno
Résistance à la déchirure exprimée en Newtons (N)	≥ 6.0	≥ 3.6

EN 455-3:2023 REQUISITOS Y ENSAYOS DE EVALUACIÓN BIOLÓGICA

Describe los requisitos y métodos de ensayo para evaluar la seguridad biológica de los guantes médicos.

Factores evaluados:

1. Contenido de endotoxinas (solo para guantes estériles)
2. Cantidad de polvo
3. Compuestos químicos utilizados en el proceso de fabricación (aceleradores, antioxidantes, biocidas)
4. Proteínas extraíbles (para guantes de látex)
5. Biocompatibilidad (según la norma EN ISO 10993)

EN 455-4:2009 DETERMINACIÓN DE LA VIDA ÚTIL

Sirve para determinar la fecha de caducidad del guante, después de la cual no puede utilizarse garantizando sus propiedades. La vida útil máxima de un guante médico es de 5 años a partir de la fecha de fabricación.

REGLAMENTO (UE) 2016/425

RELATIVO A LOS EQUIPOS

DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

CATEGORÍAS

- CATEGORÍA I Protege contra riesgos menores
- CATEGORÍA II Protege contra riesgos intermedios, certificada conforme por un organismo notificado
- CATEGORÍA III Protege contra riesgos mortales (riesgos microbiológicos, químicos, etc.) Certificada y controlada anualmente por un organismo notificado

NORMA EN ISO 21420:2020+A1:2024



Requisitos generales y métodos de ensayo aplicables a todos los guantes de protección individual.

- Incluye:
- I Ergonomía y diseño del guante
 - I Propiedades electrostáticas (opcional)
 - I Inocuidad
 - I Comodidad y eficacia
 - I Marcado e información proporcionada por el fabricante

NORMA EN ISO 374-1:2016+A1:2018

PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS

¿Cómo se determina la resistencia del guante al contacto con un producto químico?

PENETRACIÓN	PERMEACIÓN	DEGRADACIÓN
Paso de un producto químico a través de las imperfecciones del material, poros o costuras del guante*.. 	Difusión a nivel molecular del producto químico a través del material constitutivo del guante*. 	Determinación de la resistencia a la degradación del guante por productos químicos. Se refiere a la alteración o deterioro de una o varias propiedades del material del guante tras el contacto con un químico, como descamación, hinchazón, desintegración, fragilidad, decoloración, variaciones dimensionales, endurecimiento o ablandamiento.

* Fuente: Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)

La norma se basa en tres métodos de prueba:

- I Ensayo de penetración según EN ISO 374-2:2019
- I Ensayo de permeación según EN 16523-1:2015+A1:2018
- I Ensayo de degradación según EN ISO 374-4:2019

Para declarar protección frente a un producto químico, deben realizarse los tres ensayos. Los resultados se indican en la hoja informativa del producto.

PERMEACIÓN QUÍMICA: EN 16523-1:2015+A1:2018

El riesgo de permeación química corresponde al paso de una sustancia a través del guante. La migración de las moléculas químicas se determina mediante el tiempo de paso (en minutos) de la sustancia química a través del material del guante.

La selección del guante adecuado se basa en su nivel de rendimiento (tiempo de paso), lo que determina su tipo de protección (A, B o C).

Un solo pictograma y tres tipos de protección:

TIPO DE GUANTE	REQUISITO	EJEMPLO DE MARCADO
Type A	Tiempo de paso ≥ 30 min para al menos 6 productos	
Type B	Tiempo de paso ≥ 30 min para al menos 3 productos	
Type C	Tiempo de paso ≥ 10 min para al menos 1 producto	

Lista oficial de productos químicos incluidos en la norma EN ISO 374-1:2016+A1:2018

A	Méthanol	67-56-1	Alcohol primario
B	Acétone	67-64-1	Cetona
C	Acétonitrile	75-05-8	Compuesto nitrilo
D	Dichlorométhane	75-09-2	Hidrocarburo clorado
E	Bisulfure de carbone	75-15-0	Compuesto orgánico que contiene azufre
F	Toluène	108-88-3	Hidrocarburo aromático
G	Diéthylamine	109-89-7	Amina
H	Tétrahydrofuranne	109-99-9	Compuesto etéreo heterocíclico
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	142-82-5	Hidrocarburo saturado
K	Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	Base inorgánica
L	Acide sulfurique 96%	7664-93-9	Ácido mineral inorgánico, oxidante
M	Acide nitrique 65%	7697-37-2	Ácido mineral inorgánico, oxidante
N	Acide acétique 99%	64-19-7	Ácido orgánico
O	Ammoniaque 25%	1336-21-6	Base orgánica
P	Peroxyde d'hydrogène 30%	7722-84-1	Peróxido
S	Fluorure d'hydrogène 40%	7664-39-3	Ácido mineral inorgánico
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldehído

NORMA EN ISO 374-5:2016
PROTECCIÓN CONTRA
MICROORGANISMOS

Los guantes deben cumplir con la prueba de estanqueidad según la norma EN ISO 374-2:2019.

La posibilidad de reivindicar protección contra virus se añade si el guante supera la prueba ISO 16604:2004 (método B).


EN ISO 374-5:2016 	Para guantes que ofrecen protección contra bacterias y hongos.
EN ISO 374-5:2016 	Para guantes que ofrecen protección contra bacterias, hongos y virus.

OTRAS NORMAS

EN 421:2010 	Para guantes que ofrecen protección contra partículas radiactivas.
ASTM D6978-05 	Para guantes que ofrecen protección contra productos citotóxicos (medicamentos de quimioterapia).

SÍMBOLOS
/ LEYENDA

	Sin polvo
	Con polvo
	Contacto alimentario



Guía de tallas:

TALLA		Circunferencia de la mano (mm)	Longitud de la mano (mm)	Longitud mínima del guante (mm)
T6	XS	152	160	240
T7	S	178	171	240
T8	M	203	182	240
T9	L	229	192	240
T10	XL	254	204	240
T11	XXL	279	215	240



NUESTRA GAMA Y APLICACIONES POSIBLES

Ofrecemos una amplia gama de guantes de nitrilo, látex, vinilo y también guantes de polietileno. Disponibles en diferentes tallas, desde XS hasta XXL, la mayoría se presenta en cajas de 10 dispensadores de 100 guantes.

Fabricados conforme a las normas vigentes —DM y/o EPI y/o contacto alimentario—, son adecuados para su uso en los sectores agroalimentario, médico e industrial.



NITRILO

CAUCHO SINTÉTICO

Ideal para usuarios sensibles o alérgicos al látex natural.

PROTECCIÓN

Alta protección contra perforaciones, productos químicos y contaminaciones.

DESTREZA

Gran elasticidad, ajuste óptimo y punteras texturizadas para una manipulación precisa.

CONFORT

Sensibilidad táctil casi idéntica al látex y máximo confort incluso durante un uso prolongado.

RESISTENCIA

Material robusto, con excelente durabilidad (resistencia elevada, tres veces superior al látex).

NUESTRA OFERTA MEDICOM

- Coverfeel Touch ■ ■
- Coverfeel Care ■ ■
- Coverfeel Care Long ■ ■
- Safetouch Long
- Safetouch Heavy
- Safetouch Platinum
- Safetouch Slim
- Safetouch Vitals
- Safetouch Black Lite
- Safetouch X'Tra
- Herkul Strong
- Herkul Extra Strong



LÁTEX

PROTECCIÓN

Proporciona una protección eficaz contra los contaminantes biológicos.

DESTREZA

Ofrece una excelente sensibilidad táctil, esencial para las tareas delicadas.

CONFORT

Brinda un ajuste perfecto, gran elasticidad y comodidad excepcional, ideal para un uso prolongado.

RESISTENCIA

Buena durabilidad.

Nota: pueden existir riesgos de alergia en caso de exposición prolongada o contacto directo con la piel.

NUESTRA OFERTA MEDICOM

- Safetouch Vitals
- Safetouch Soft



VINILO /PE

OFERTA ECONÓMICA

Costo accesible, ideal para usos de corta duración.

PROTECCIÓN Nivel estándar.

NUESTRA OFERTA MEDICOM

- Vinilo / Safetouch Everstrong
- PE



FABRICADOS EN FRANCIA

**Kolmi®
Coverfeel**

**COMODIDAD
SUPREMA Y
PROTECCIÓN
SIN
COMPROMISOS**



Sin aceleradores y sin uso de cloro para limitar los riesgos de alergias

Comodidad inigualable y facilidad de colocación gracias al revestimiento de polímero



Un fuerte compromiso RSC

Proteger el medioambiente
Proteger a las personas
Impulsar el equilibrio económico de la región



Garantía de calidad inigualable

Sin compromisos en cuanto a calidad, comodidad, protección y rendimiento



1140
Kolmi®
Coverfeel Touch

1142
Kolmi®
Coverfeel Care

1144
Kolmi®
Coverfeel Care Long



Seguridad de suministro


Una fuente de abastecimiento local, segura y fiable



Avance tecnológico

Proceso innovador para un mejor rendimiento sin cloro ni agentes de vulcanización

GUANTES
DE NITRILO



KOLMI COVERFEEL CARE

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Coverfeel Care

DM Clase I

EPI CAT. III

EN ISO 374-5:2016

ASTM D6978-05

EN 421:2010

PF

EN ISO 374-1/Type B

JKT

- Gran elasticidad y comodidad óptima.
- Excelente agarre en objetos.
- Recomendado para entornos médicos, industriales y alimentarios.
- Fabricado en Francia.

REF.				
1142-B	●	S	Caja dispensadora	10 x 100 u
1142-C		M		
1142-D		L		
1142-E		XL		
1142-F		XXL		10 x 90 u

* Todos los tipos de alimentos

KOLMI COVERFEEL TOUCH

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Coverfeel Touch

DM Clase I

EPI CAT. III

EN ISO 374-5:2016

ASTM D6978-05

PF

EN ISO 374-1/Type B

JKT

- Gran elasticidad y comodidad óptima.
- Excelente agarre de objetos.
- Recomendado en entornos médicos, industriales y agroalimentarios.
- Fabricado en Francia.

REF.				
1140-A	●	XS	Caja dispensadora	10 x 100 u
1140-B		S		
1140-C		M		
1140-D		L		
1140-E		XL		10 x 90 u
1140-F		XXL		

* Todos los tipos de alimentos

KOLMI COVERFEEL CARE LONG

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Coverfeel Care Long

DM Clase I

EPI CAT. III

EN ISO 374-5:2016

ASTM D6978-05

EN 421:2010

PF

EN ISO 374-1/Type B

JKT

- Gran elasticidad y comodidad óptima.
- Excelente agarre sobre objetos.
- Manga larga.
- Recomendado para entornos médicos, industriales y alimentarios.
- Fabricado en Francia.

REF.				
1144-B	●	S	Caja dispensadora	10 x 100 u
1144-C		M		
1144-D		L		
1144-E		XL		10 x 90 u
1144-F		XXL		

* Todos los tipos de alimentos

SAFETOUCH® SLIM



SafeTouch®
Slim

DM Clase I

EPI CAT. III

EN ISO 374-5:2016

ASTM D6978-05

PF

EN ISO 374-1/Type B

JKT

- Gran elasticidad y comodidad óptima
- Excelente agarre de objetos
- Recomendado en entornos médicos, industriales y agroalimentarios

REF.				
1175N-A	●	XS	Caja dispensadora	10 x 100 u
1175N-B		S		
1175N-C		M		
1175N-D		L		
1175N-E		XL		

* Todos los tipos de alimentos

SAFETOUCH® LONG



SafeTouch®
Long

DM Clase I

EPI CAT. III

EN ISO 374-5:2016

ASTM D6978-05

EN 421:2010

PF

EN ISO 374-1/Type B

JKT

- Dedos texturizados para una mejor sujeción de objetos
- Manga de 290 mm
- Recomendado en entornos médicos, químicos y laboratorios

REF.				
1131P-B	●	S	Caja dispensadora	10 x 100 u
1131P-C		M		
1131P-D		L		
1131P-E		XL		

SAFETOUCH® PLATINUM



SafeTouch®
Platinum

DM Clase I

EPI CAT. III

EN ISO 374-5:2016

ASTM D6978-05

PF

EN ISO 374-1/Type B

JKT

- Gran elasticidad y confort óptimo
- Excelente agarre de objetos
- Recomendado en entornos médicos, industriales y agroalimentarios

REF.				
1174N-A	●	XS	Caja dispensadora	10 x 100 u
1174N-B		S		
1174N-C		M		
1174N-D		L		
1174N-E		XL		

* Todos los tipos de alimentos

SAFETOUCH® HEAVY



SafeTouch®
Heavy

DM Clase I

EPI CAT. III

EN ISO 374-5:2016

ASTM D6978-05

EN 421:2010

PF

EN ISO 374-1/Type B

JKT

- Excelente resistencia
- Dedos texturizados para una mejor sujeción de objetos
- Recomendado en entornos médicos, químicos y laboratorios

REF.				
1135P-A	●	XS	Caja dispensadora	10 x 100 u
1135P-B		S		
1135P-C		M		
1135P-D		L		
1135P-E		XL		

SAFETOUCH® X'TRA



- I Destreza y comodidad óptima
- I Manga larga de 355 mm
- I Doble cloración
- I Recomendado en laboratorios nucleares contra la contaminación radioactiva

REF.				
30.350N/S		S	Bolsa	5 x 100 u
30.350N/M		M		
30.350N/L		L		
30.350N/XL		XL		

SAFETOUCH® VITALS



- I Buena destreza
- I Muy ligero
- I Embalaje por 200 unidades
- I Recomendado en entornos médicos e industriales

REF.				
1191N-A		XS	Caja dispensadora	10 x 200 u
1191N-B		S		
1191N-C		M		
1191N-D		L		
1191N-E		XL		

* Todos los tipos de alimentos

SAFETOUCH® VITALS



- I Buena destreza
- I Muy ligero
- I Recomendado en entornos médicos e industriales

REF.				
1193N-A		XS	Caja dispensadora	10 x 100 u
1193N-B		S		
1193N-C		M		
1193N-D		L		
1193N-E		XL		

* Todos los tipos de alimentos

SAFETOUCH® BLACK LITE



- I Gran elasticidad y comodidad óptima
- I Excelente agarre de objetos
- I Recomendado en entornos médicos, industriales, dentales y agroalimentarios

REF.				
MBKN3-6XS		XS	Caja dispensadora	10 x 100 u
MBKN3-7S		S		
MBKN3-8M		M		
MBKN3-9L		L		
MBKN3-10XL		XL		

* Todos los tipos de alimentos

HERKUL GRIP EXTRA STRONG



- I Superficie texturizada 3D única para una destreza máxima
- I Buena adherencia sobre superficies aceitosas
- I Guante muy grueso para una mayor durabilidad

REF.				
HORNG8N-8M		M	Caja dispensadora	10 x 100 u
HORNG8N-9L		L		
HORNG8N-10XL		XL		
HORNG8N-11XXL		XXL		

HERKUL GRIP STRONG



- I Superficie texturizada 3D única
- I Hasta 2 veces más adherente en superficies aceitosas
- I Destreza máxima

REF.				
HBKNG6N-8M		M	Caja	10 x 100 u
HBKNG6N-9L		L		
HBKNG6N-10XL		XL		
HBKNG6N-11XXL		XXL		

GANT PVC ALTO RIESGO



- I El guante de PVC está diseñado para proteger las manos contra riesgos mecánicos y químicos.
- I El guante está hecho de PVC blanco con un puño largo de PVC translúcido de 400 mm de longitud.
- I El guante es impermeable y hermético.
- I Está especialmente recomendado para su uso en la industria química, el mantenimiento y la industria pesada: agricultura, construcción, recogida de residuos, lavandería y limpieza industrial.

REF.				
30.G52N/S		S	Bolsa	100 x 2 u
30.G52N/M		M		
30.G52N/L		L		
30.G52N/XL		XL		



GUANTES DE LÁTEX

SAFETOUCH® SOFT



SafeTouch®
Soft

DM Clase I

EPI CAT. III

EN ISO 374-1/Type C EN ISO 374-5:2016

KPT VIRUS PF

- Gran elasticidad y destreza
- Fácil de poner gracias a su revestimiento interno de polímero
- Recomendado en entornos médicos e industriales

REF.				
1130-A		XS	Caja dispensadora	10 x 100 u
1130-B		S		
1130-C		M		
1130-D		L		
1130-E		XL		

GAMA
SOFT & VITALS

Nuestros guantes provienen de plantaciones de caucho natural (hevea) gestionadas de manera responsable y sostenible, siguiendo principios reconocidos internacionalmente. Además, se producen al 100 % utilizando energía renovable procedente de biomasa (madera), con el objetivo de reducir la huella de carbono.

SAFETOUCH® VITALS



SafeTouch®
Vitals

DM Clase I

EPI CAT. III

EN ISO 374-1/Type C EN ISO 374-5:2016

KPT VIRUS P

- Gran elasticidad y muy buena destreza
- Recomendado en entornos médicos e industriales

REF.				
1121-A		XS	Caja dispensadora	10 x 100 u
1121-B		S		
1121-C		M		
1121-D		L		
1121-E		XL		

SAFETOUCH® VITALS



SafeTouch®
Vitals

DM Clase I

EPI CAT. III

EN ISO 374-1/Type C EN ISO 374-5:2016

KPT VIRUS PF

- Gran elasticidad y muy buena destreza
- Recomendado en entornos médicos e industriales

REF.				
1122-A		XS	Caja dispensadora	10 x 100 u
1122-B		S		
1122-C		M		
1122-D		L		
1122-E		XL		

* Restricciones aplicables a los alimentos ácidos

GUANTES DE VINILO

SAFETOUCH® EVERSTRONG



SafeTouch®
Everstrong

DM Clase I

EPI CAT. III

EN ISO 374-1/Type C EN ISO 374-5:2016

KPT VIRUS PF

- Buena elasticidad
- Confort óptimo
- Recomendado en entornos médicos, industriales y agroalimentarios

REF.				
MCLV5-7S		S	Caja dispensadora	10 x 100 u
MCLV5-8M		M		
MCLV5-9L		L		
MCLV5-10XL		XL		

* Restricciones aplicables a los alimentos grasos

SAFETOUCH® EVERSTRONG



SafeTouch®
Everstrong

EPI CAT. III

EN ISO 374-1/Type C EN ISO 374-5:2016

KPT VIRUS P

- Buena elasticidad
- Confort óptimo
- Recomendado en entornos industriales y agroalimentarios

REF.				
MCLVP4-7S		S	Caja dispensadora	10 x 100 u
MCLVP4-8M		M		
MCLVP4-9L		L		
MCLVP4-10XL		XL		

* Restricciones aplicables a los alimentos grasos

GANTS PE

GUANTE PE 270 MM



PF

- Materia de polietileno para una buena destreza
- Uso muy corto (gasolineras...)
- Ambidiestro

REF.				
30.301/M		M	Caja dispensadora	50 x 100 u
30.301/L		L		

GUANTE PE 920MM



PF

- Gran longitud - 920 mm
- Ambidiestro
- Recomendado en el sector veterinario, agroalimentario (operaciones de mezcla)

REF.				
30.505		Talla única	Bolsa	20 x 100 u

PROTECCIÓN DEL CUERPO

Monos de protección química	52
Nuestra gama y aplicaciones	54
Monos para salas limpias y entornos controlados	60
Batas y monos	64



MONOS DE PROTECCIÓN QUÍMICA



GAMA SMS

Wee Cover®

Wee Back®



GAMA MICROPOROSO

Wee Pro®



GAMA PEHD

Wee Jet®

MONOS EPI CATEGORÍA III

Definición

Un Equipo de Protección Individual (EPI) es utilizado por una persona con el fin de protegerla contra uno o varios riesgos externos. La evaluación de los fenómenos peligrosos se realiza considerando su frecuencia y gravedad. Los equipos de protección individual están destinados a proteger a las personas expuestas a dichos peligros.

La elección del EPI adecuado resulta del análisis de riesgos asociado a la exposición a dichos peligros.

Reglamentación

MONOS DE CATEGORÍA III CONTRA LOS RIESGOS MAYORES, SEGÚN EL REGLAMENTO (UE) 2016/425 RELATIVO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Las prendas de protección contra riesgos químicos se definen en 6 tipos, según el nivel de exposición. Corresponde al usuario (o a la empresa que proporciona el EPI) evaluar los riesgos considerando su frecuencia y gravedad (análisis de riesgo).

Las pruebas realizadas incluyen ensayos de estanqueidad del mono y pruebas de rendimiento mecánico del material.

TIPO	SIGNIFICACIÓN	NORMA ASOCIADA
	REQUISITOS GENERALES PARA PRENDAS DE PROTECCIÓN	EN ISO 13688
-	 SALPICADURAS Protección frente a pequeñas cantidades accidentales de productos químicos líquidos	EN 13034
	 PARTÍCULAS SÓLIDAS Protección contra partículas sólidas transportadas por el aire	EN ISO 13982-1
	 PULVERIZACIONES Protección frente a pulverizaciones de productos químicos líquidos	EN 14605
+	 CHORROS DE LÍQUIDO A PRESIÓN Protección contra sustancias químicas en forma de chorros líquidos a presión	EN 14605

Los monos de protección certificados para un "tipo" también pueden incluir propiedades adicionales específicas del entorno de trabajo.

TIPO	SIGNIFICACIÓN	NORMA ASOCIADA
	PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA	EN 1149-5
	PROTECCIÓN FRENTE A PARTÍCULAS RADIATIVAS SÓLIDAS No protege contra radiaciones nucleares	EN 1073-2
	PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES INFECCIOSOS (virus, bacterias, hongos...) — Identificable por la letra "B" tras el tipo, por ejemplo: Tipo 4B	EN 14126


Nuestra gama y aplicaciones principales

Nuestros monos de Categoría III están adaptados a las exigencias de numerosos sectores de actividad y permiten responder a las necesidades de diversas profesiones, especialmente para su uso en ambientes controlados (evaluados mediante la prueba del tambor de Helmke para la emisión de partículas). Están confeccionados con un tejido no tejido SMS y una lámina de PE laminado, lo que garantiza protección y comodidad.

Capa externa spunbond

Capa melt-blown


Capa interna spunbond



El SMS es un tejido no tejido que, gracias a su capa de meltblown, proporciona una barrera contra las partículas sólidas, al mismo tiempo que ofrece protección frente a pequeñas salpicaduras de líquidos. Muy transpirable, el SMS también aporta comodidad al usuario, ya que permite la evaporación del sudor acumulado.

Película microporosa de polietileno

Capa interna SMS



Para reforzar la protección frente a pulverizaciones de productos químicos, hemos añadido a la capa de SMS una película microporosa laminada de polietileno, que ofrece una barrera eficaz manteniendo un nivel óptimo de confort. Este material es además no pelusoso y resistente al desgarro.

Película de barrera de PE de alta densidad para una impermeabilidad máxima contra salpicaduras de líquidos densos.




¿Qué prendas para qué tipos de proyecciones?


SÓLIDO					
SALPICADURA LÍQUIDA					
NIEBLA LÍQUIDA					
CHORRO LÍQUIDO					

Según su nivel de protección y sus aplicaciones, nuestros modelos están confeccionados con diferentes tipos de costuras:


Costura de sobrehilado de 4 hilos
Buena resistencia mecánica
Apta para protección contra salpicaduras ligeras de líquidos y partículas sólidas (Tipo 5 y 6)



Costura con cinta termoadhesiva
Mayor resistencia mecánica e impermeabilidad frente a polvo y partículas más finas.
Obligatoria según el decreto francés del 7 de marzo de 2013 sobre la exposición al amianto



Costura ribeteada
Puede ribetearse por el interior o el exterior para mayor comodidad. Este tipo de costura está recubierto con un bias de tejido no tejido, lo que permite una resistencia mecánica absoluta y garantiza una excelente impermeabilidad






Tabla de tallas

TALLA	REF. WEESAFE	ALTURA	CONTORNO DE PECHO
S	01	162 - 170 cm	84 - 92 cm
M	02	170 - 176 cm	92 - 100 cm
L	03	176 - 182 cm	100 - 108 cm
XL	04	182 - 188 cm	108 - 116 cm
XXL	05	188 - 194 cm	166 - 124 cm
XXXL	06	194 - 200 cm	124 - 132 cm



MONOS
CATEGORÍA III

GAMA SMS



WEECOVER TIPO 6, TIPO 5



EPI CAT. III



- Tejido SMS ultra transpirable
- Mangas raglán y corte holgado para mayor comodidad
- Puños de punto jersey

REF.			G/M2		
WL-C-02	○	M	55	Bolsa	50 x 1 u
WL-C-03		L			
WL-C-04		XL			
WL-C-05		XXL			
WL-C-06		XXXL			

WEECOVER BLUE TIPO 6, TIPO 5



EPI CAT. III



- Tejido SMS ultra transpirable
- Mangas raglán y corte amplio para mayor comodidad
- Puños de punto jersey
- Color azul para trabajos sucios

REF.			G/M2		
WL-CB-02	●	M	55	Bolsa	50 x 1 u
WL-CB-03		L			
WL-CB-04		XL			
WL-CB-05		XXL			
WL-CB-06		XXXL			

WEECOVER ECO TIPO 6, TIPO 5



EPI CAT. III



- Tejido SMS ultra transpirable
- Mangas raglán y corte holgado para mayor comodidad
- Puños de punto jersey
- Sin bolsa individual - 2 bolsas de 25 piezas

REF.			G/M2		
WL-CECO-03	○	L	50	Bolsa	2 x 25 u
WL-CECO-04		XL			
WL-CECO-05		XXL			

WEECOVER MAX3 TIPO 6, TIPO 5



EPI CAT. III



- Tejido SMS ultra transpirable
- Mangas raglán y corte holgado para mayor comodidad
- Costuras termoselladas para una protección óptima contra el amianto

REF.			G/M2		
WL-C1-03	●	L	55	Bolsa	50 x 1 u
WL-C1-04		XL			
WL-C1-05		XXL			
WL-C1-06		XXXL			

WEECOVER MAX1BLUE TIPO 6, TIPO 5



EPI CAT. III



- Tejido SMS ultra transpirable
- Mangas raglán y corte amplio para mayor comodidad
- Costuras termoselladas para una protección óptima contra el amianto
- Color azul para trabajos sucios

REF.			G/M2		
WL-C1B-02	●	M	55	Bolsa	50 x 1 u
WL-C1B-03		L			
WL-C1B-04		XL			
WL-C1B-05		XXL			
WL-C1B-06		XXXL			
WL-C1B-07		4XL			

WEEBACK TIPO 6, TIPO 5



EPI CAT. III



- Dos aireado SMS para una comodidad óptima
- Mangas de jersey
- Triángulo de comodidad en la entrepierna para una mayor resistencia
- Costuras termoselladas impermeables

REF.			G/M2		
WL-B-01	●	S	118	Bolsa	50 x 1 u
WL-B-02		M			
WL-B-03		L			
WL-B-04		XL			
WL-B-05		XXL			
WL-B-06		XXXL			

WEECOVER MAX1INTEGRAL TIPO 6, TIPO 5



EPI CAT. III



- Tela SMS ultra transpirable
- Mangas raglán y corte holgado para mayor comodidad
- Costuras termoselladas para una protección óptima contra el amianto
- Sobrebotas integradas con suela antideslizante

REF.			G/M2		
WL-C1-03I	●	L	55	Bolsa	20 x 1 u
WL-C1-04I		XL			
WL-C1-05I		XXL			
WL-C1-06I		XXXL			

WEEPRO TIPO 6, TIPO 5



EPI CAT. III



- Tejido transpirable
- Mangas raglán y corte amplio para mayor comodidad
- Puños de jersey

REF.			G/M2		
WL-P-01		S	63	Bolsa	50 x 1 u
WL-P-02		M			
WL-P-03		L			
WL-P-04		XL			
WL-P-05		XXL			
WL-P-06		XXXL			

WEEPRO COL TIPO 6, TIPO 5



EPI CAT. III



- Material transpirable
- Mangas raglán y corte holgado para mayor comodidad
- Puños de jersey
- Cuello alto

REF.			G/M2		
WL-PC-02		M	63	Bolsa	50 x 1 u
WL-PC-03		L			
WL-PC-04		XL			
WL-PC-05		XXL			
WL-PC-06		XXXL			

WEEPRO MAX+ TIPO 6, TIPO 5, TIPO 4



EPI CAT. III



- Material transpirable
- Costuras termoselladas impermeables a proyecciones de partículas muy finas, líquidos y aerosoles
- Probado contra riesgos biológicos

REF.			G/M2		
WL-PMP-02		M	63	Bolsa	50 x 1 u
WL-PMP-03		L			
WL-PMP-04		XL			
WL-PMP-05		XXL			
WL-PMP-06		XXXL			

WEEPRO MAXGREEN TIPO 6, TIPO 5, TIPO 4



EPI CAT. III



- Costuras termoselladas impermeables a salpicaduras líquidas y aerosoles
- Barbijo para una protección adicional
- Ideal para tratamientos fitosanitarios

REF.			G/M2		
WL-PMG-02		M	63	Bolsa	50 x 1 u
WL-PMG-03		L			
WL-PMG-04		XL			
WL-PMG-05		XXL			

WEEPRO MAXINTEGRAL TIPO 6, TIPO 5, TIPO 4



EPI CAT. III



- Material transpirable
- Costuras termoselladas resistentes a proyecciones de partículas muy finas, líquidos y aerosoles
- Probado contra riesgos biológicos
- Cubrezapatos integrados

REF.			G/M2		
WL-PMI-01		S	63	Bolsa	50 x 1 u
WL-PMI-02		M			
WL-PMI-03		L			
WL-PMI-04		XL			
WL-PMI-05		XXL			
WL-PMI-06		XXXL			

WEEJET TIPO 6, TIPO 5, TIPO 3, TIPO 4



EPI CAT. III



- Protección cuádruple en la parte delantera gracias a una doble solapa
- Material y costuras altamente resistentes a las proyecciones intensas
- Ajuste perfecto al cuerpo y movimientos
- 88 g/m²

REF.			G/M2		
WL-J1-02		M	88	Bolsa	25 x 1 u
WL-J1-03		L			
WL-J1-04		XL			
WL-J1-05		XXL			
WL-J1-06		XXXL			

WEEJET_LITE TIPO 6, TIPO 5, TIPO 4, TIPO 3



EPI CAT. III



- Material ligero y a prueba de agua
- Doble solapa frontal y protector de barbilla
- Cierre fácil de agarrar con guantes
- Costuras selladas térmicamente para una perfecta hermeticidad
- 70 g/m²

REF.			G/M2		
WL-J2-02		M	70	Bolsa	25 x 1 u
WL-J2-03		L			
WL-J2-04		XL			
WL-J2-05		XXL			
WL-J2-06		XXXL			

MONOS PARA ENTORNOS CONTROLADOS

La gama WeePro Labo® ha sido especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales que trabajan en salas limpias. Fabricada con nuestro nuevo material **Micromium®**, permite controlar las contaminaciones al tiempo que garantiza comodidad y transpirabilidad para el usuario.

Disponible en versión estéril o no estéril según las necesidades, toda la gama ha sido probada con el método del Tambor de Helmke para asegurar su limpieza.




EMBALAJE Y TRAZABILIDAD

Bolsa sellada al vacío con sistema easy tear* (1 mono)

*sistema que facilita la apertura del embalaje sin esfuerzo

Bolsa secundaria sellada (1 mono)

Bolsa interna cerrada con clip



MONOS

EL EMBALAJE, UN ELEMENTO ESENCIAL PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y LA TRAZABILIDAD:

La gama **WeePro Labo** se envasa en un doble embalaje completamente sellado al vacío y hermético, que garantiza una doble barrera de protección y permite el traslado a través de esclusas (SAS) hacia las zonas de atmósfera controlada.

Caja de 25 monos

MONOS PARA SALAS LIMPIAS

WEEPRO LABO TIPO 5, TIPO 6 - ESTÉRIL - BOTAS INTEGRADAS



EPI CAT. III



- Material MICROMIUM® muy poco contaminante
- Ropa con corte ergonómico y cómodo: puños, tobillos y cintura elásticos - Cubrezapatos integrados con suela
- Triple embalaje: Caja con bolsa sellada de 25 unidades - 1er embalaje con sistema "Easytear" - 2º embalaje bolsa individual al vacío - Estéril
- Costuras ribeteadas, elásticos en túneles y pasadores para los pulgares

REF.		G/M2		
WL-PLMIS-02	M	60	Embalaje triple	25 x 1 u
WL-PLMIS-03	L			
WL-PLMIS-04	XL			
WL-PLMIS-05	XXL			

WEEPRO LABO TIPO 5, TIPO 6



EPI CAT. III



- MICROMIUM® muy poco contaminante
- Ropa con corte ergonómico y cómodo: puños, tobillos y cintura elásticos
- Triple embalaje: Caja con bolsa sellada de 25 unidades - 1er embalaje con sistema "Easytear" - 2º embalaje bolsa individual al vacío
- Costuras ribeteadas, elásticos en túneles y agujeros para los pulgares

REF.		G/M2		
WL-PLM-02	M	55	Embalaje triple	25 x 1 u
WL-PLM-03	L			
WL-PLM-04	XL			
WL-PLM-05	XXL			

WEEPRO LABO TIPO 5, TIPO 6 - ESTÉRIL



EPI CAT. III



- MICROMIUM® muy poco contaminante
- Ropa con corte ergonómico y cómodo: puños, tobillos y cintura elásticos
- Triple embalaje: Caja con bolsa sellada de 25 unidades - 1er embalaje con sistema "Easytear" - 2º embalaje bolsa individual al vacío - Estéril
- Costuras ribeteadas, elásticos en túneles y agujeros para los pulgares

REF.		G/M2		
WL-PLMS-02	M	60	Embalaje triple	25 x 1 u
WL-PLMS-03	L			
WL-PLMS-04	XL			
WL-PLMS-05	XXL			

WEEPRO LABO TIPO 5, TIPO 6 - BOTAS INTEGRADAS



EPI CAT. III



- Material MICROMIUM® con muy baja contaminación
- Prenda con ajuste ergonómico y cómodo: puños, tobillos y cintura elásticos - Sobrehombros integrados con suela
- Triple embalaje: Caja con bolsa sellada de 25 unidades - 1er embalaje con sistema "Easytear" - 2º embalaje bolsa individual al vacío
- Costuras selladas, elásticos en túnel y lazos para el pulgar

REF.		G/M2		
WL-PLMI-02	M	60	Embalaje triple	25 x 1 u
WL-PLMI-03	L			
WL-PLMI-04	XL			
WL-PLMI-05	XXL			

ACCESORIOS

MANGAS WEEPRO TIPO PB 6



EPI CAT. III



- Material altamente resistente a salpicaduras de líquidos
- Material no pelusa para evitar contaminaciones en zonas controladas
- Material tratado antiestático en ambas caras para facilitar la disipación de cargas electrostáticas

REF.		G/M2		
WL-ME-00	Talla única	63	Bolsa	1 x 200 u

MANGAS WEEJET TIPO PB 6, TIPO PB 3, TIPO PB 4



EPI CAT. III



- Excelente protección contra productos químicos
- Muy buena impermeabilidad ante salpicaduras a presión o aerosoles gracias a las costuras termoselladas
- Puño elástico para el pulgar

REF.		G/M2		
WL-MEJ-00	Talla única	90	Bolsa	1 x 200 u

BATA DE PROTECCIÓN QUÍMICA WEEPRO TIPO PB 6



EPI CAT. III



- Material muy poco pelusoso
- Puños de jersey
- Disponible en 4 tallas

REF.		G/M2		
WL-BE-02	M	63	Bolsa	50 x 1 u
WL-BE-03	L			
WL-BE-04	XL			
WL-BE-05	XXL			

MANGUITOS WEEPRO LABO - ESTÉRILES



EPI CAT. I

- Hecho de Micromium, material no liberador
- Tambor de Helmke Cat I
- Estéril


REF.		G/M2		
WL-MMS-00	Talla única	60	Embalaje triple	25 x 50 u

ROPA DE HIGIENE

Uso corto

Ofrecemos una amplia gama de protección individual de uso corto, como batas, monos, delantales, pantalones y túnicas para el personal sanitario.

Estas protecciones permiten proteger a los usuarios de posibles salpicaduras en diversos entornos, como visitas a fábricas, mantenimiento o limpieza, así como en la industria química, petroquímica o agroalimentaria, en restauración, colectividades, en entornos médicos o en cualquier otro ambiente con riesgo de ensuciamiento o contaminación.



MONOS Y BATAS

MONOS DE HIGIENE POLIPROPILENO
CAPUCHA ZIP



- I agradable y ligero, el polipropileno es muy transpirable.
- I modelo con capucha sin solapa en la cremallera
- I modelo elástico en puños y tobillos

REF.		G/M2		
40.001/02		M	40	Bolsa
40.001/03		L		
40.001/04		XL		
40.001/05		XXL		

MONOS DE HIGIENE POLIPROPILENO
CAPUCHA ZIP



- I agradable y ligero, el polipropileno es muy transpirable.
- I modelo con capucha sin solapa en la cremallera
- I modelo elástico en los puños y los tobillos

REF.		G/M2		
40.201BM/02		M	40	Bolsa
40.201BM/03		L		
40.201BM/04		XL		
40.201BM/05		XXL		

MONOS DE HIGIENE POLIPROPILENO
CUELLO ZIP



- I agradable y ligero, el polipropileno es muy transpirable.
- I modelo con cuello sin solapa en cierre de cremallera
- I modelo elástico en puños y tobillos

REF.		G/M2		
40.101/02		M	40	Bolsa
40.101/03		L		
40.101/04		XL		
40.101/05		XXL		
40.101/06		XXXL		
40.101/07		4XL		

MONOS DE HIGIENE POLIPROPILENO
CUELLO ZIP



- I agradable y ligero, el polipropileno es muy transpirable.
- I modelo con cuello sin solapa y cierre de cremallera
- I modelo con elástico en puños y tobillos

REF.		G/M2		
40.205BM/03		L	40	Bolsa
40.205BM/04		XL		
40.205BM/05		XXL		
40.205BM/06		XXXL		

BATA DE HIGIENE POLIPROPILENO
CUELLO BOTONES DE PRESIÓN



- I agradable, ligera y transpirable
- I elástica en los puños
- I disponible en varios colores blanco, verde o rojo
- I recomendada contra los riesgos menores de suciedad

REF.		G/M2		
40.301/02		M	40	Bolsa
40.301/03		L		
40.301/04		XL		
40.301R/04		XXL		
40.301V/04		XXL	40	Bolsa
40.301/05		L		
40.301R/05		XL		
40.301V/05		XXL		
40.301/06		XXXL	40	Bolsa
40.301R/06		4XL		

BATA DE HIGIENE POLIPROPILENO
CUELLO ZIP



- I elástico en los puños
- I bolsillo interior izquierdo
- I recomendado contra riesgos menores y riesgos de suciedad

REF.		G/M2		
40.702/02		M	40	Bolsa
40.702/03		L		
40.702/04		XL		
40.702/05		XXL		

BATA DE HIGIENE POLIPROPILENO
CUELLO BOTONES DE PRESIÓN



- I agradable y ligera
- I elásticos en los puños
- I 2 bolsillos exteriores
- I recomendada contra los riesgos menores de suciedad

REF.		G/M2		
40.401/02		M	40	Bolsa
40.401/03		L		
40.401/04		XL		
40.401/05		XXL		
40.401/06		XXXL		

BATA DE HIGIENE POLIPROPILENO
CUELLO ZIP



- I elástico en los puños
- I bolsillo interior izquierdo
- I recomendado contra riesgos menores y riesgos de manchas

REF.		G/M2		
40.632/02		M	40	Bolsa
40.632/03		L		
40.632/04		XL		
40.632/05		XXL		
40.632/06		XXXL		

BATA DE HIGIENE POLIPROPILENO
CUELLO ZIP



- I agradable y ligera
- I elástica en los puños
- I sin bolsillos para evitar caídas de objetos
- I recomendada contra los riesgos menores de suciedad

REF.			G/M2		
40.635/02		S	40	Bolsa	50 x 1 u
40.635/03		L			
40.635/04		XL			
40.635/05		XXL			

BATA DE HIGIENE MICROPOROSO
CUELLO BOTONES DE PRESION



- I impermeable-transpirable
- I con película de PE para una mejor estanqueidad
- I elástico en los puños
- I adecuado para entornos controlados con liberación de partículas de fibra limitada
- I antiestático

REF.			G/M2		
40.550/02		M	60	Bolsa	50 x 1 u
40.550/03		L			
40.550/04		XL			
40.550/05		XXL			

DELANTAL DE POLIETILENO 18 µm
120 X 70 CM



- I Solución económica
- I Cierres de lazo de PE extensibles
- I Sistema de dispensación "uno por uno" en sobre

REF.			MM		
50.301		Talla única	18	Bolsa	10 x 100 u

* Todos los tipos de alimentos

DELANTAL POLIETILENO 18 µm
120 X 70 CM



- I Solución económica
- I Cierres de lazo de PE extensibles
- I Sistema de dispensación en un dispensador de rollo

REF.			MM		
50.101R		Talla única	18	Rodillos	5 x 200 u

* Todos los tipos de alimentos

BATA DE HIGIENE MICROPOROSO
CUELLO ZIP



- I impermeable-transpirable
- I con película de PE para una mejor estanqueidad
- I elástico en las muñecas
- I adecuado para entornos controlados con liberación de partículas de fibras limitada
- I antiestático

REF.			G/M2		
40.507/03		L	60	Bolsa	50 x 1 u
40.507/04		XL			
40.507/05		XXL			
40.507/06		XXXL			

DELANTAL POLIETILENO 18 µm
120 X 70 CM



- I Solución económica
- I Cierres de lazo de PE extensibles
- I Sistema de dispensación "uno por uno" en sobre

REF.			MM		
50.101		Talla única	18	Bolsa	10 x 100 u

* Todos los tipos de alimentos

DELANTAL DE POLIETILENO 18 µm
140 X 78 CM



- I Solución económica
- I Cierres de lazo de PE extensibles
- I Sistema de dispensación "uno por uno" en sobr

REF.			MM		
50.201		Talla única	18	Bolsa	10 x 100 u
50.201BL					

* Todos los tipos de alimentos

DELANTAL DE POLIETILENO 30 µm
120 X 70 CM



- I Cierres de lazo de PE extensibles
- I Sistema de dispensación "uno por uno" en sobre

REF.			MM		
50.401		Talla única	30	Bolsa	10 x 100 u
50.401BL					

* Todos los tipos de alimentos

DELANTAL POLIETILENO 140 X 75 CM
35 µm



- Facil de usar, se pone fácilmente
- Talla grande: llega hasta los tobillos
- Apropiado para cualquier entorno

REF.			MM		
50.002		Talla única	35	Bolsa	20 x 10 u

DELANTAL DE POLIETILENO 40 µm
120 X 70 CM



- Cierres de lazo de PE extensibles
- Sistema de dispensación "uno por uno" en sobre

REF.				
50.501		Talla única	Bolsa	100 x 5 u

* Todos los tipos de alimentos

DELANTAL DE PVC 300 µm
115 X 90 CM



- Flexible y resistente
- Reutilizable
- Cierre dorsal con lazos en la cintura
- Recomendado en la industria alimentaria, colectividades o restauración

REF.			MM		
50.651		Talla única	300	Bolsa	10 x 1 u

BATA DE HIGIENE CPE



- Protección superior
- Cubre todo el cuerpo
- Sistema de "pasa-pulgar"
- Atar con lazo

REF.			MM		
J50656		Talla única	35	Bolsa	3 x 25 u

DELANTAL DE POLIETILENO 70 µm
140 X 70 CM



- Cierres de lazo de PE extensibles
- Sistema de dispensación "uno por uno" en sobre

REF.			MM		
50.601		Talla única	70	Bolsa	5 x 50 u

* Todos los tipos de alimentos

DELANTAL DE POLIPROPILENO 45G/M²
110 X 70 CM



- Agradable, ligero y transpirable
- Resistente a la rotura
- Cierre trasero con lazos
- Recomendado en entornos secos

REF.			G/M2		
50.753		Talla única	45	Sin subenvasado	100 u

BATA DE HIGIENE POLIETILENO
CAPUCHA BOTONES DE PRESIÓN



- Limita la contaminación externa por partículas y microbiológica
- Mantiene la higiene en áreas sensibles
- Sin bolsillos ni elásticos para evitar que caigan objetos

REF.			G/M2		
50.001		Talla única	15	Bolsa	10 x 1 u

BLUSA DE AISLAMIENTO IMPERMEABLE
PP 40 G/M² CON REVESTIMIENTO PE



- Blusa recubierta de PE impermeable
- Tecnología "Flexneck" con doble elástico
- Gran abertura
- Pasador para el pulgar

REF.			G/M2		
A69955		XL	40	Bolsa	10 x 10 u

BLUSA DE AISLAMIENTO SMS 24 G/M²



- Confort y resistencia gracias al SMS
- Tecnología "Flexneck" con doble elástico
- Pasador para el pulgar

REF.			G/M2		
A69962		XL	24	Bolsa	10 x 10 u

PUÑOS DE POLIPROPILENO + RECUBRIMIENTO DE POLIETILENO



- PP recubierto de PE
- Mejora de la impermeabilidad
- Disminución de la liberación de fibras
- Apto para entornos protegidos

REF.			G/M2		
20.400		Talla única	45	Bolsa	10 x 100 u

MANGAS DE POLIETILENO



- Los puños plastificados y elásticos de PE garantizan la protección de los antebrazos frente a diferentes tipos de suciedad
- Contacto alimentario

REF.			MM		
20.300		Talla única	20	Bolsa	10 x 100 u

* Todos los tipos de alimentos

MANGAS DE POLIETILENO



- Los puños plastificados y elásticos de PE garantizan la protección de los antebrazos frente a diferentes tipos de suciedad
- Contacto alimentario

REF.			MM		
20.200		Talla única	20	Bolsa	10 x 100 u

* Todos los tipos de alimentos

MANGAS DE POLIETILENO



- Los puños plastificados y elásticos de PE garantizan la protección de los antebrazos frente a diferentes tipos de suciedad
- Contacto alimentario

REF.			MM		
20.100		Talla única	20	Bolsa	10 x 100 u

* Todos los tipos de alimentos

PANTALÓN POLIPROPILENO



- Agradable, ligero y transpirable
- Fácil de poner
- Cintura y tobillos elásticos

REF.			G/M2		
40.170/04		Talla única	45	Bolsa	50 x 1 u

CALZONCILLOS POLIPROPILENO



- Modelo con cintura elástica

REF.			G/M2		
40.465		Talla única	40	Bolsa	10 x 50 u

CALZONCILLO DESECHABLE DE VISCOSA

MADE IN FRANCE



- Material de viscosa suave, no irritante y absorbente para mayor comodidad
- Blanco y opaco para garantizar la privacidad
- Corte amplio para una mayor libertad de movimiento
- Cintura elástica para un ajuste óptimo

REF.			G/M2		
40.466		Talla única	60	Bolsa	3 x 100 u

04

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Nuestra gama

76



NUESTRA
GAMA DE
PRODUCTOS
PARA LA
CABEZA

Ofrecemos una gama completa de cobertores desechables para la cabeza destinados al sector médico y a las industrias sensibles, incluyendo una línea específica fabricada en Francia en nuestra planta de Angers.

Para responder a todas sus necesidades, encontrará gorros de cirujano, capuchas, cofias tipo clip o redondas, cofias con visera, así como gorras de malla, gorros tipo calot e incluso toques para cocineros.

CABEZA

REDES CLIP POLIPROPILENO 10 G/M2

MADE IN FRANCE

Kolmi®



DM Clase I

- Comoda, transpirable y muy elástica para envolver todo tipo de cabellos.
- Muy resistente.
- Sin látex.

REF.		G/M2		
C12103		10	Caja dispensadora	300 u
C12513A			Bolsa	12 x 150 u

REDES CLIP POLIPROPILENO 15 G/M2

MADE IN FRANCE



DM Clase I

- Comoda, transpirable y muy elástica.
- Muy resistente.
- Sin látex.

REF.		G/M2		
C12001		15	Caja dispensadora	200 u
C12101				
C12201				

REDES CLIP POLIPROPILENO 15G/M²

MADE IN FRANCE

Kolmi®



DM Clase I

- Comoda, transpirable y muy elástica.
- Muy resistente.
- Sin látex.

REF.		G/M2		
C12501A		15	Bolsa	12 x 100 u
C12511A				

GORRO DE CIRUJANO 84 % VISCOSA + 16 % COPOLÍMERO DE ETILENO-ACETATO DE VINILO 40 G/M2

MADE IN FRANCE



DM Clase I

- Transpirable y muy elástico.
- Muy resistente.
- Sin látex.

REF.		G/M2		
C13700		40	Caja dispensadora	5 x 100 u

REDES CLIP POLIPROPILENO 12 G/M2



- Muy cubriente.
- Doble elástico especial para mayor comodidad.
- Sin látex.

REF.		G/M2		
70.104		12	Caja dispensadora	4 x 250 u
70.111				
70.111BLACK				
70.112				
70.113				
70.224			Caja dispensadora	

REDES CLIP POLIPROPILENO 12 G/M2



- Mantenimiento óptimo.
- Muy cubriente.

REF.		G/M2		
70.101		12	Bolsa	10 x 100 u
70.102				
70.103				

GORRO BOUFFANT POLIPROPILENO 12 G/M2 48 CENTIMETRO



- Muy ligero.
- Se adapta a todo tipo de cabello.
- Sin látex.

REF.		G/M2		
70.001		12	Bolsa	10 x 100 u
70.002				
70.003				

GORRO BOUFFANT POLIPROPILENO 12 G/M2 53 CENTIMETRO



- Muy ligera.
- Se adapta a todo tipo de cabello.
- Sin látex.

REF.		G/M2		
70.011		12	Caja dispensadora	5 x 100 u
70.011S			Bolsa	10 x 100 u
70.012			Caja dispensadora	5 x 100 u
70.013				

REDES CLIP POLIPROPILENO 12 G/M2



- Buen soporte cubriendo todo el cabello.
- Parte detectable para personas sensibles.
- Sin látex.

REF.		G/M2		
70.102D		12	Bolsa	10 x 100 u

REDES CLIP POLIPROPILENO 14 G/M2 53CM



- Doble elástico especial confort.
- Material muy suave.
- Sin látex.

REF.		G/M2		
70.182		14	Bolsa	10 x 100 u

GORRO BOUFFANT POLIPROPILENO 12 G/M2 61 CENTIMETRO



- Muy ligero.
- Se adapta a todo tipo de cabello.
- Sin látex.

REF.		G/M2		
70.061		12	Bolsa	10 x 100 u
70.062				

GORRO CON VISERA POLIPROPILENO 15 G/M2



- Ligera, mejora la comodidad del usuario.
- Sin látex.

REF.		G/M2		
70.201		15	Bolsa	5 x 100 u
70.201S				10 x 100 u

GORRO DE REJILLA POLIPROPILENO
40 G/M2



- Protege toda la cabellera.
- Transmite una imagen segura y profesional.
- Sin látex.

REF.		G/M2		
70.401		40	Caja dispensadora	5 x 100 u
70.401BL				
70.401S			Bolsa	10 x 100 u

GORRA SIMPLE POLIPROPILENO
37 G/M2



- Modelo apreciado especialmente por los hombres.
- Sin látex.


REF.		G/M2		
70.301		37	Caja dispensadora	5 x 100 u

CUBREBARBA POLIPROPILENO
10 G/M2



- Cubre perfectamente la parte inferior del rostro.
- Protección adecuada para el control del entorno contra la caída de pelos de barba.

REF.		G/M2		
70.801		10	Bolsa	10 x 100 u
70.802				



PASAMONTAÑAS POLIPROPILENO
25 G/M2



- Cobertura ultra.
- Protección eficaz.

REF.		G/M2		
70.701		25	Bolsa	10 x 50 u

PASAMONTAÑAS POLIPROPILENO
25 G/M2



- Cobertura ultra.
- Protección efectiva.
- *con mascarilla integrada de 2 capas

REF.		G/M2		
70.702		25	Bolsa	10 x 50 u
70.703				

GORRO POLIPROPILENO 40 G/M2



- Uso bajo casco para una mejor higiene.
- Comodidad óptima.
- Se adapta a las diferentes tallas de cabeza.

REF.		G/M2		
70.499		40	Caja dispensadora	5 x 100 u

GORRO PAPEL 70 G/M2



- Fondo perforado, para una mejor transpirabilidad del gorro y comodidad del usuario.
- Se adapta a diferentes tamaños de cabeza.

REF.		G/M2		
70.501		70	Caja dispensadora	10 x 100 u
70.502				
70.503				

TOQUE NO TEJIDO 100% VISCOSA
60 G/M2



- Pliegue real.
- Material ultra absorbente.
- Sujeción óptima gracias a su banda de doble espesor.
- Fondo perforado para mayor comodidad.

REF.		G/M2		
70.611		60	Bolsa	10 x 10 u
70.612				

TOQUE 100 % VISCOSA 63 G/M2



- Modelo de alta gama.
- Material ultra absorbente.
- Sujeción óptima gracias a su banda doble espesor.
- Fondo desmontable y fijación con velcro.

REF.		G/M2		
70.620		63	Bolsa	5 x 10 u
70.625				

TOQUE 100% VISCOSA 63 G/M2



- Material ultra absorbente.
- Fondo desmontable para mayor comodidad.
- Banda de doble capa para un soporte óptimo.

REF.		G/M2		
70.619		63	Bolsa	10 x 10 u



CAPUCHA DE PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO PB6

EPI CAT. III



- Ajuste óptimo: Tres gomas elásticas garantizan un excelente ajuste y un campo de visión despejado
- Cobertura completa: Diseño envolvente que cubre los hombros
- Material de alto rendimiento: Tejido SMS antiestático y retardante de llama, conforme a las normas EN 1149-5 & EN ISO 14116 Índice 1
- Durabilidad reforzada: Costuras de 4 hilos para una mayor resistencia a la rotura y la abrasión

REF.			G/M2		
WL-CE/FR-00		Talla única	55	Bolsa	2 x 100 u

GORRO CON PROTECCIÓN PAR EL
CUELLO



- El elástico trasero garantiza un soporte óptimo
- El polipropileno asegura una buena transpirabilidad para mayor comodidad
- El protector de nuca proporciona una protección eficaz contra las contaminaciones
- El diseño de talla única se adapta fácilmente a todas las morfologías

REF.		G/M2		
70.498		25	Bolsa	5 x 200 u

PROTECCIÓN DE LOS PIES

Nuestra gama y aplicaciones 86

Nuestros sectores 87

Nuestras ofertas 88




NUESTRA GAMA Y APLICACIONES POSIBLES

Principalmente utilizadas en entornos médicos e industriales, las cubrezapatos desechables son ideales para visitantes y personal, ayudando a prevenir la propagación de bacterias en el entorno laboral. Ofrecemos una amplia gama de cubrezapatos para todo tipo de actividades.

Nuestros cubrezapatos, con las tecnologías antideslizantes Kolmi® Skidguard y Kolmi® Isoguard, fabricados en Francia, garantizan la máxima protección para los trabajadores en distintos entornos. Se ofrecen en diferentes tallas y colores, así como en varios tipos de envase: en dispensador, a granel, con o sin bolsa individual.

UNA AMPLIA VARIEDAD DE COLORES
para prevenir contaminaciones cruzadas

COLOCACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA



UNA AMPLIA VARIEDAD DE TALLAS
3 alturas y 3 longitudes diferentes

LES DIFFÉRENTES TAILLES :



CALZADO DE PROTECCIÓN NUESTROS SECTORES



MÉDICO Y LABORATORIOS

Hospitales / Clínicas
Consultorios dentales
Centros de talasoterapia
Centros de convalecencia
Centros de spa y belleza
Veterinarios
Industrias farmacéuticas
Laboratorios de investigación



INDUSTRIAS

Automotriz
Nuclear
Química / Petroquímica
Electrónica
Aeronáutica
Mecánica / Pintura
Agricultura
Construcción (BTP)



HIGIENE Y SERVICIOS

Agroalimentario
Restauración / HORECA / Restauración colectiva
Agricultura
Empresas de limpieza
Colectividades y administraciones
Aeropuertos
Guarderías
Sector inmobiliario

NUESTRAS OFERTAS

OFERTA PREMIUM

Kolmi®
Skidguard

MADE IN FRANCIA

Nuestras cubrezapatos Kolmi® Skidguard son hidrófugos y verdaderamente antideslizantes gracias a sus suelas desarrolladas con una tecnología exclusiva. Son ideales para entornos húmedos y suelos lisos, y están adaptadas para su uso en quirófano.

Nuestros cubrezapatos se prueban según los requisitos de la norma EN ISO 11737-1 en biocarga y están certificados como Dispositivo Médico de Clase 1.

Kolmi®
Isoguard

MADE IN FRANCIA

Hidrófuga y antideslizante como la tecnología Kolmi® Skidguard, la gama Kolmi® Isoguard, con suelas reforzadas, ha sido probada con el método del Tambor de Helmke para garantizar su baja emisión de partículas.

CUBREZAPATOS O CUBREBOTAS DE PROTECCIÓN QUÍMICA

Con o sin suela, en material microporoso o polietileno, ofrecen una excelente barrera contra las partículas finas, las salpicaduras e incluso los chorros a alta presión. Según el modelo, pueden utilizarse en entornos sensibles como las zonas ATEX o los entornos controlados.

Nuestras gamas Weepro y Weejet están certificadas como EPI de Categoría III.



¿Quiere identificar los cubrezapatos que incorporan material reciclado en su composición?

¡BUSQUE EL LOGOTIPO!

NUEVA GAMA DE CUBREZAPATOS CON MATERIALES DE ORIGEN RECICLADO

Nuestros cubrezapatos fabricados en Francia evolucionan e incorporan ahora una proporción significativa de materiales de origen reciclado en su composición.

De hecho, hemos trabajado para poder ofrecerle cubrezapatos de ecodiseño, que garantizan la misma resistencia y la misma eficacia antideslizante:

- Cubrezapatos 100 % PP sin suela, fabricados con 90 % de materiales reciclados
- Cubrezapatos PP con suela, fabricados con al menos 60 % de materiales reciclados



OFERTA CLÁSICA Y ECONÓMICA

CUBREZAPATOS O CUBREBOTAS EN CPE O PE

Resisten las salpicaduras de líquidos no peligrosos. Se recomiendan para aplicaciones de muy corta duración. Ideales para visitantes.

CUBIERTA DE ZAPATO RECICLADA CON SUELA TALLA XL

MADE IN FRANCE



Kolmi®



DM Clase I

EPI CAT. I

- El cubrezapatos está compuesto en un 60% de material reciclado
- Forma anatómica adaptada a todo tipo de calzado y morfologías
- Elástico de sujeción en el tobillo
- Suela antideslizante

REF.			Grosor		
10.040R		XL	30 g/m² + 60 µm	Bolsa	1 x 400 u

CUBIERTA DE ZAPATO RECICLADA CON SUELA TALLA XL

MADE IN FRANCE



Kolmi®



DM Clase I

EPI CAT. I

- El cubrezapatos está compuesto en un 60% de material reciclado
- Forma anatómica adaptada a todo tipo de calzado y morfologías
- Elástico de sujeción en el tobillo
- Suela antideslizante

REF.			Grosor		
10.041R		XL	30 g/m² + 60 µm	Bolsa	1 x 400 u

SOBREZAPATOS CON SUELA TALLA XXL

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Skidguard

DM Clase I

- Suela impermeable y antideslizante de 60 µm
- Elástico de sujeción en el tobillo
- Modelo de gran tamaño
- Recomendado para uso prolongado

REF.			Grosor		
10.007/XXL		XXL y alta	35 g/m² + 60 µm	Bolsa	1 x 300 u

SOBREZAPATOS CON SUELA TALLA XXL

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Skidguard

DM Clase I

- Suela impermeable y antideslizante
- Transpirables y ligeras
- Elástico de sujeción en el tobillo
- Disponible en diferentes colores y tallas

REF.			Grosor		
H07101A		XXL	35 g/m² + 60 µm	Caja dispensadora	1 x 300 u

SOBREZAPATOS CON SUELA TALLA XL

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Skidguard

DM Clase I

- Suela impermeable y antideslizante
- Transpirables y ligeras
- Elástico de sujeción en el tobillo
- Disponible en diferentes colores y tallas

REF.			Grosor		
H06701B		XL	30 g/m² + 60 µm	Caja dispensadora	1 x 400 u
H06711B					
H06741B					
H06751B					

SOBREZAPATOS CON SUELA TALLA XL

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Skidguard

DM Clase I

- Suela impermeable y antideslizante de 60 µm
- Cinta elástica de sujeción en el tobillo
- Para todo tipo de morfología y calzado
- Recomendado para un uso de larga duración

REF.			Grosor		
10.005V		XL	30 g/m² + 60 µm	Bolsa	1 x 200 u
10.006					1 x 400 u
10.007					

SOBREZAPATOS CON SUELA REFORZADA TALLA XL

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Isoguard

- Con suela de plástico reforzado de PE de 80 µm
- Ideal para entornos limpios debido a su baja liberación de partículas
- Para todo tipo de calzado
- Recomendado para un uso muy duradero

REF.			Grosor		
10.005		XL	30 g/m² + 80 µm	Bolsa	1 x 200 u
10.008					1 x 400 u



SOBREZAPATOS RECICLADOS SIN SUELA TALLA L

MADE IN FRANCE

Kolmi®



DM Clase I

EPI CAT. I

- El spunbond hidrofóbico del cubrezapatos está compuesto en un 90% de material reciclado
- Forma anatómica adaptada a todo tipo de zapatos y morfologías
- Banda elástica para el soporte del tobillo

REF.			Grosor		
10.001D-10		XL	30 g/m²	Bolsa	1 x 500 u

SOBREZAPATOS SIN SUELA TALLA L

MADE IN FRANCE

Kolmi®



DM Clase I

- En polipropileno hidrofóbico
- Cinta elástica para sujetar al tobillo
- Ideal para pacientes en sala de operaciones y visitantes

REF.			Grosor		
H03602A		L	38 g/m²	Caja dispensadora	1 x 500 u

SOBREZAPATOS RECICLADOS SIN SUELA TALLA L

MADE IN FRANCE

Kolmi®



DM Clase I

EPI CAT. I

- El spunbond hidrofóbico del cubrezapatos está compuesto en un 90% de material reciclado
- Forma anatómica adaptada a todo tipo de zapatos y morfologías
- Banda elástica para el soporte del tobillo

REF.			Grosor		
H01038A		L	30 g/m²	Caja dispensadora	1 x 500 u

SOBREZAPATOS CPE



- Muy económicos
- Impermeables
- Uso de muy corta duración
- Ideal para visitantes

REF.			Grosor		
H10100		Talla única	23 µm	Bolsa	20 x 100 u

SOBREZAPATOS DE POLIPROPILENO CON PATRÓN DE EPIGA



- Suela con huella de espiga
- Su material de polipropileno se utiliza especialmente en superficies lisas en entornos secos

REF.			Grosor		
H10020		XL	40 g/m²	Bolsa	1 x 500 u

CALCETINES DE POLIPROPILENO



- Modelo de un solo uso principalmente utilizado con un conjunto más completo que debe ser descontaminado (Ejemplo: desamiantado)
- Su gran tamaño le permite adaptarse a diversas aplicaciones y morfologías

REF.			Grosor		
10.025		Talla única	30 g/m²	Bolsa	4 x 100 u

SOBREZAPATOS CPE REFORZADOS



- Muy económicos
- Impermeables
- Uso de muy corta duración
- Ideal para visitantes

REF.			Grosor		
H10150		Talla única	31 µm	Bolsa	20 x 100 u

SOBREZAPATOS CON SUELA TALLA XXL



- Suela antideslizante
- Longitud 420 mm

REF.			Grosor		
10.012LONG		XXL	30 g/m²+50 µm	Bolsa	1 x 400 u

SOBREZAPATOS 100% POLIETILENO GOFRADO



- Perfectamente estancas
- Resistentes incluso en suelos rugosos y exteriores
- Buena resistencia mecánica

REF.			Grosor		
10.110		L	80 µm	Bolsa	1 x 400 u

SOBRECUBIERTAS BAJAS IMPERMEABLES CON SUELA



EPI CAT. I

- Impermeabilidad total: fabricado en PE embosado, probado según la norma EN ISO 811 para resistencia al agua bajo presión
- Durabilidad y comodidad: excelente resistencia a la abrasión (EN ISO 12947-2) y diseño anatómico para un ajuste fácil, incluso en posiciones incómodas
- Agarre óptimo: suela antideslizante efectiva incluso en superficies mojadas
- Protección y soporte: cubre completamente los zapatos (tallas 34 a 48) con una banda elástica para un soporte seguro del tobillo

REF.			Grosor		
10.202		Talla única	200 µm	Bolsa	16 x 25 u

CUBIERTA DE ZAPATO ESD SAFEWEAR® CON TIRA CONDUCTORA



SafeWear

- Protección ESD: Tira conductora que disipa cargas electrostáticas para proteger componentes sensibles
- Material de polipropileno (PP): Ligero, transpirable y resistente al polvo para un confort óptimo
- Facilidad de uso: Elástico ajustable para una aplicación rápida y un ajuste seguro
- Higiene y seguridad: Ideal para entornos limpios, previniendo la contaminación por calzado

REF.			Grosor		
10.035		Talla única	35 g/m²	Bolsa	25 x 40 u

ZAPATILLA CON SUELA ANTIDESLIZANTE



EPI CAT. I

- Suela de PE gofrado: resistencia a la abrasión en superficies secas y húmedas
- Costuras fuertes: evitan desgarros durante los desplazamientos
- Forma de la sandalia: facilita la colocación para el operador

REF.				
10.030		Talla única	Bolsa	4 x 500 u

SOBREBOTAS WEEPRO TIPO PB 6



WeePro

EPI CAT. III



- Suela con una fuerte capacidad antideslizante
- Material muy poco peludo
- Dos tallas disponibles

REF.			Grosor		
WL-CBE/AD-LXL		L-XL	63g/m²	Bolsa	15 x 20 u
WL-CBE/AD-SM		S-M			

SOBREBOTAS WEEPRO TIPO PB 6



WeePro

EPI CAT. III



- Sin suela
- Altura 50 cm
- Material ligeramente peludo
- Cinta elástica para ajustar debajo de la rodilla

REF.			Grosor		
WL-CBE/NAD-00		Talla única	63 g/m²	Sin subenvasado	15 x 20 u

SOBREBOTAS ESTÉRILES WEEPRO LABO



WeePro

EPI CAT. I

- Hecho de Micromium, material no liberador
- Tambor de Helmke Cat I
- Estéril

REF.			Grosor		
WL-CBEMS-00		Talla única	60 g/m²	Embalaje triple	50 x 2 u

SOBREZAPATOS MICROPOROSOS CON SUELA DE PVC



- Gran transpirabilidad
- Suela de PVC impermeable ultra resistente
- Recomendado para entornos controlados

REF.			Grosor		
10.210		Talla única	43 g/m²	Bolsa	1 x 200 u

SOBREBOTAS WEEJET TIPO PB 6, TIPO PB 3, TIPO PB 4



- El recubrimiento de HDPE proporciona una excelente protección contra productos químicos de alta concentración y riesgos biológicos
- Las costuras cubiertas selladas por calor garantizan impermeabilidad a salpicaduras bajo presión y en forma de aerosol
- El ajuste elástico bajo la rodilla y un lazo de sujeción en la pantorrilla aseguran un ajuste firme
- Altura de 50 cm para cubrir hasta la rodilla, con material antiestático para disipar cargas electrostáticas

REF.			Grosor		
WL-CBEJ-00	●	Talla única	90 g/m²	Bolsa	1 x 200 u

SOBREZAPATOS IMPERMEABLES DE POLIETILENO



- Surbotes impermeables y ultra resistentes
- Cubre toda la bota
- Recomendado en agroalimentario y entornos protegidos

REF.			Grosor		
10.200	⊗	Talla única	70 g/m²	Bolsa	10 x 50 u

SOBRECALZADO WEEPRO TIPO PB 6



- Suela con una fuerte capacidad antideslizante
- Material muy poco peludo
- Dos tallas disponibles

REF.			Grosor		
WL-CCE/AD-LXL	⊗	L-XL	63 g/m²	Bolsa	20 x 20 u
WL-CCE/AD-SM	⊙	S-M			

SOBRECUBIERTAS ALTAS IMPERMEABLES CON SUELA



- Impermeabilidad total: fabricada en PE gofrado, 100% impermeable, probada según la norma EN ISO 811
- Robustez y durabilidad: excelente resistencia a la abrasión (EN ISO 12947-2), reforzada con PE gofrado de 200 µm
- Confort y practicidad: diseño anatómico que facilita su colocación, incluso en posiciones incómodas
- Protección y sujeción óptimas: cubre zapatos y pantorrillas (tallas 34 a 48) con dos elásticos que garantizan un soporte seguro en el tobillo y debajo de la rodilla

REF.			Grosor		
10.204	⊙	Talla única	200 µm	Bolsa	8 x 25 u



06

HIGIENE CORPORAL Y MÉDICA

Nuestra gama y aplicaciones

100



HIGIENE CORPORAL Y MÉDICA

NUESTRA GAMA Y APLICACIONES POSIBLES


Ofrecemos una gama completa de productos de higiene y cuidado del paciente. Ya sea para la higiene corporal, el confort del paciente o la limpieza de su entorno, contamos con productos adaptados a diferentes usos específicos: guantes de lavado, toallitas de cuidado, paños de secado, baberos, entre otros.

NUESTROS GUANTES DE LAVADO

APLICACIÓN

La solución óptima para la higiene y el aseo corporal de los pacientes.


LOS DIFERENTES MATERIALES:



AGUJADO
100% POLIÉSTER
Suavidad con tacto afelpado
Resistencia y absorción



AIRLAID + PE
Suavidad
Resistencia y absorción
Impermeabilidad




SPUNLACE
Suavidad con tacto textil
Resistencia
Gran capacidad de absorción

NUESTROS PAÑOS DE CUIDADO Y DE SECADO


APLICACIÓN

- Permite un secado fácil durante la higiene y el cuidado corporal, sin irritar la piel y garantizando la máxima suavidad.
- Al contacto con el agua, el producto no desprende pelusa ni se desintegra. Permanece resistente tanto en seco como en húmedo.
- Multiusos: recomendado para la higiene corporal, así como para el secado y la limpieza de superficies.

LOS DIFERENTES MATERIALES:



AIRLAID
LISO O GOFRADO
Suavidad y resistencia en estado seco o húmedo
Alta capacidad de absorción



SPUNLACE
Suavidad extrema
Tacto textil
Gran poder de absorción
Resistencia excepcional

GUANTE DE ASEO PUNZÓN DE AGUJA 70 G/M2



- | Resistencia ●●●
- | Absorción ●●●
- | Suavidad ●●●
- | Oferta económica.
- | Disponible en varias tallas.

REF.				
G01421		14 x 21 cm	Bolsa	20 x 70 u
G01521		15 x 21 cm		20 x 50 u
G01623		16 x 23 cm		


GUANTE DE ASEO PUNZÓN DE AGUJA 70G/M2



- | Resistencia ●●●
- | Absorción ●●●
- | Suavidad ●●●
- | Oferta económica.
- | Disponible en varias tallas.

REF.				
G05028		15 x 22 cm	Bolsa	20 x 50 u


GUANTE DE ASEO SPUNLACE TEJIDO TIPO PANAL 80 G/M2



- | Resistencia ●●●
- | Absorción ●●●
- | Suavidad ●●●

REF.				
G09010		15 x 22 cm	Bolsa	20 x 50 u

GUANTE DE ASEO AIRLAID GOFRADO + PE 70 G/M2



- | Resistencia ●●●
- | Absorción ●●●
- | Suavidad ●●●
- | Doble capa de película PE impermeable azul en el interior.

REF.				
G04301		15 x 22 cm	Bolsa	20 x 50 u

COMPRESA AIRLAID LISA 60 G/M2

MADE IN FRANCE



- Resistencia ●●●
- Absorción ●●●
- Suavidad ●●

REF.				
E02307		32 x 33 cm	Bolsa	12 x 50 u

COMPRESA AIRLAID LISA 80 G/M2

MADE IN FRANCE



- Resistencia ●●●
- Absorción ●●●
- Suavidad ●●

REF.				
F35004		120 x 80 cm	Bolsa	1 x 50 u

COMPRESA NO TEJIDO SPUNLACE 50% FIBRAS DE VISCOSA / 50% FIBRAS DE POLIÉSTER 60 G/M2

MADE IN FRANCE



- Resistencia ●●●
- Absorción ●●●
- Suavidad ●●

REF.				
E09207		28 x 38 cm	Bolsa	12 x 70 u

COMPRESA NO TEJIDO SPUNLACE 50% FIBRAS DE VISCOSA / 50% FIBRAS DE POLIÉSTER 45 G/M2

MADE IN FRANCE



- Resistencia ●●●
- Absorción ●●●
- Suavidad ●●

REF.				
E09213		28 x 38 cm	Bolsa	12 x 70 u

COMPRESA AIRLAID GOFRADO 50 G/M2

MADE IN FRANCE



- Resistencia ●●●
- Absorción ●●●
- Suavidad ●●

REF.				
E01303		28 x 38 cm	Bolsa	12 x 60 u

COMPRESA AIRLAID GOFRADO 60 G/M2

MADE IN FRANCE



- Resistencia ●●●
- Absorción ●●●
- Suavidad ●●
- Diferentes gramajes, colores y dimensiones.

REF.				
E03302		28 x 30 cm	Bolsa	30 x 50 u
E03314		28 x 38 cm		12 x 50 u
F35000		49 x 45 cm		10 x 50 u

COMPRESA TELA NO TEJIDA HILADA 45 G/M2

MADE IN FRANCE



- Resistencia ●●●
- Absorción ●●●
- Suavidad ●●
- Diferentes colores.

REF.				
E09225		28 x 38 cm	Bolsa	12 x 75 u
E09227				

COMPRESA AIRLAID GOFRADO 60 G/M2

MADE IN FRANCE



- Resistencia ●●●
- Absorción ●●●
- Suavidad ●●
- Diferentes gramajes, colores y dimensiones.

REF.				
E03315		28 x 38 cm	Bolsa	12 x 50 u
E03318				

BABERO ADULTO PE + ALGODÓN
20 G/M2

MADE IN FRANCE



- Práctico de instalar.
- Resistente e impermeable con una cara de PE.
- Absorbente con su cara de vellón.
- Con bolsillo recolector.

REF.				
5605-E		66 x 37 cm	Bolsa	9 x 100 u

MANTA MÉDICA POLIPROPILENO +
POLIÉSTER 50 G/M2



- Protección contra el frío.
- Muy suave y resistente.
- Utilizada en hospitales.

REF.				
20.5272		150 x 220 cm	Bolsa	20 x 1 u

BABERO PARA NIÑOS PE + OUATE
24 G/M2

MADE IN FRANCE



- Fácil de instalar.
- Resistente, absorbente e impermeable.
- Disponible en 2 tamaños.
- Sin bolsillo.

REF.				
20.909S		25 x 34,5 cm	Bolsa	10 x 100 u
20.910S		30 x 42 cm		15 x 100 u



07

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nuestra gama

108



BAYETAS CALADAS DE VISCOSA/ POLIÉSTER 50 G/M² - 32 X 40 CM

MADE IN FRANCE



- Poder de absorción alto
- Secado rápido
- Lavable a máquina a 90° (probado hasta 20 lavados)
- Excelente resistencia de los colores al lavado
- Plegado en forma de "V" para facilitar su apertura antes de usar
- No hace pelusas

REF.				
20.830		32 x 40 cm	Bolsa	10 x 50 u
20.831				
20.832				
20.833				
20.834				

BAYETAS CALADAS DE VISCOSA/ POLIÉSTER 80 G/M² - 35 X 50 CM

MADE IN FRANCE



- Alta capacidad de absorción
- Secado rápido
- Lavable a máquina a 90° (probado hasta 20 lavados)
- Excelente resistencia de los colores al lavado
- Plegado en forma de "V" para facilitar su apertura antes de usar
- No hace pelusas

REF.				
20.881		35 x 50 cm	Bolsa	6 x 25 u
20.882				
20.883				
20.884				
20.885				

BAYETAS CALADAS DE VISCOSA/ POLIÉSTER 80 G/M² - 35 X 40 CM

MADE IN FRANCE



- Poder de absorción alto
- Secado rápido
- Lavable a máquina a 90° (probado hasta 20 lavados)
- Excelente resistencia de los colores al lavado
- Plegado en forma de "V" para facilitar su apertura antes de usar
- No deja pelusa

REF.				
20.860		35 x 40 cm	Bolsa	12 x 25 u
20.861				
20.862				
20.863				
20.864				

BAYETAS CALADAS DE VISCOSA/ POLIÉSTER 80 G/M² - 32 X 50 CM

MADE IN FRANCE



- Poder de absorción alto
- Secado rápido
- Lavable a máquina a 90° (probado hasta 15 lavados)
- Excelente resistencia de los colores al lavado
- Plegado en forma de "V" para facilitar su apertura antes de su uso
- No suelta pelusa

REF.				
20.891		32 x 50 cm	Bolsa	6 x 25 u
20.892				
20.893				
20.894				
20.895				

FORMATO DE SECADO CELULOSA/ POLIPROPILENO 65 G/M² - CAJA DISPENSADORA

WeeTeh[®] white



- Poco liberador, no raya
- Gran capacidad de absorción
- Muy resistente y elástico
- Resiste a los ácidos y disolventes

REF.				
WT-W-04		38 x 30 cm	Sin subenvasado	1 x 390 u

FORMATO DE SECADO CELULOSA/ POLIPROPILENO 65 G/M² - CAJA DISPENSADORA

WeeTeh[®] white



- Poco liberador, no raya
- Gran capacidad de absorción
- Muy resistente y elástico
- Resiste ácidos y disolventes

REF.				
WT-W-01		42 x 35 cm	Sin subenvasado	1 x 260 u

FORMATO DE SECADO CELULOSA/ POLIPROPILENO 65 G/M² - BOLSA

WeeTeh[®] blue



- Poco liberador, no raya
- Gran capacidad de absorción
- Sólido y elástico
- Resiste a ácidos y disolventes

REF.				
WT-B-05		38 x 30 cm	Bolsa	10 x 44 u

FORMATO DE SECADO CELULOSA/ POLIPROPILENO 68 G/M² - BOLSA

WeeTeh[®] Extra



- Poco liberador, no raya
- Gran capacidad de absorción
- Resistente a bases y disolventes

REF.				
WT-E-02		33 x 60 cm	Bolsa	12 x 50 u

FORMATO DE SECADO CELULOSA/
POLIÉSTER 55 G/M² - CAJA
DISPENSADORA



- Poco liberador, no raya
- Gran capacidad de absorción
- Resiste a ácidos y disolventes

REF.				
WT-L-01		38 x 30 cm	Bobina	1 x 300 u

FORMATO DE SECADO CELULOSA/
POLIÉSTER 55 G/M² - BOLSA



- Poco liberador, no raya
- Gran capacidad de absorción
- Resiste a ácidos y disolventes

REF.				
WT-L-02		38 x 30 cm	Bolsa	10 x 50 u

FORMATO DE SECADO CELULOSA/
POLIÉSTER 75 G/M² - BOLSA



- Poco liberador, no raya
- Gran capacidad de absorción
- Resiste a ácidos y disolventes

REF.				
WT-F-02		38 x 30 cm	Sin subenvasado	10 x 50 u

FORMATO DE SECADO CELULOSA/
POLIÉSTER 75 G/M² - BOBINA



- Poco liberador, no raya
- Gran capacidad de absorción
- Resiste a ácidos y disolventes

REF.				
WT-F-03		38 x 30 cm	Bobina	2 x 500 u

FORMATO DE SECADO CELULOSA/
POLIÉSTER 55 G/M² - BOBINA



- Poco liberador, no raya
- Gran capacidad de absorción
- Resiste a ácidos y disolventes

REF.				
WT-L-03		38 x 30 cm	Bobina	2 x 500 u

FORMATO DE SECADO CELULOSA/
POLIÉSTER 75 G/M² - CAJA
DISPENSADORA



- Poco liberador, no raya
- Gran capacidad de absorción
- Resiste a bases y disolventes

REF.				
WT-FS-01		38 x 30 cm	Caja dispensadora	1 x 200 u

FORMATO DE SECADO 100 % VISCOSA -
BOBINA



- Suave y suave, poco peludo
- No raya
- Uso en seco y húmedo
- Gran capacidad de absorción
- Resistente a bases y disolventes
- Buena elasticidad
- Apto para contacto alimentario

REF.				
20.856-20		60 x 30 cm	Rodillos	1 x 330 u

FORMATO DE SECADO 100 % VISCOSA
70 G/M² - BOBINA



- Poco liberador, no raya
- Gran capacidad de absorción
- Resiste a ácidos y disolventes

REF.				
WT-WUP-01-150		20 x 30 cm	Rodillos	1 x 150 u

FORMATO DE SECADO 100 %
POLIPROPILENO 70 G/M² - BOBINA



- Absorción de agua y aceite
- No raya, no destiñe
- No libera sustancias

REF.				
WT-M-03		38 x 30 cm	Sin subenvasado	1 u

FORMATO DE SECADO VISCOSA/
POLIESTER 72 G/M² - BOBINA



- Poco liberador, no raya
- Gran capacidad de absorción
- Resiste a los ácidos y disolventes

REF.				
WT-U-03		38 x 30 cm	Sin subenvasado	1 x 500 u

ECO-RECARGA PARA TOALLITAS
DESINFECTANTES

MADE IN FRANCE



- Eco-recarga compatible con nuestra referencia 90.104C
- Ideal para limitar el consumo de bidones
- Bactericidas, fungicidas, virucidas y levuricidas
- Eco-recarga de 200 formatos de 20 x 20
- Conforme al Reglamento de Biocidas (UE) n° 528/2012: TP1/TP2/TP4

REF.				
90.104R		20 x 20 cm	Eco-recarga	9 x 200 u

FORMATO DE SECADO CELULOSA/
POLIPROPILENO 65 G/M² - BOBINA



- Poco liberador, no raya
- Gran capacidad de absorción
- Sólido y elástico
- Resiste a ácidos y disolventes

REF.				
WT-B-04-390		38 x 30 cm	Bobina	1 x 390 u

FORMATO DE SECADO VISCOSA/
POLIESTER 40 G/M² - BOBINA



- Poco liberador, no raya
- Gran capacidad de absorción
- Suave y suave
- Resistente a bases y disolventes

REF.				
WT-P-01		38 x 30 cm	Bobina	1 x 300 u

TOALLITAS DESINFECTANTES - TP1 /
TP2 / TP4

MADE IN FRANCE



- Sin enjuague y listo para usar
- Desinfección al 99,9% a base de etanol
- Bactericida, fungicida, virucida y levuricida
- Cumple con el Reglamento de Biocidas (UE) n°528/2012: TP1/TP2/TP4

REF.				
90.104C		20 x 20 cm	Latas	6 x 200 u
90.106C		13 x 18 cm		12 x 100 u

08

KITS & ACCESORIOS

Nuestra gama

114



CONJUNTO DE ROPA INTERIOR
100% POLIPROPILENO



- Adaptado para entornos amplios de SAS y duchas de descontaminación
- Camiseta amplia de PP
- Calzoncillo de PP
- Par de calcetines de PP

REF.			
20.811		sachet	100 x 1u

KIT VISITANTE



- Adaptado para visitantes en empresa o en cocina
- Económico y fácil de usar
- 1 x Bata de PE
- 1 x Mascarilla de papel de 2 capas
- 1 x Gorro
- 1 x Par de cubrezapatos de CPE

REF.			
50.701		sachet	100 x 1u

KIT DE AMIANTO



- Incluye todo el equipo necesario para intervenciones de corta duración en presencia de amianto. Contiene:
- 1 x Mono con capucha Tipo 5/6 - WeeCover Max 1
- 1 x Mascarilla FFP3 Kolmi Oxygen
- 1 x Par de guantes verdes Ultranitrl
- 1 x Par de gafas de protección
- 1 x Rollo de cinta adhesiva para amianto
- 2 x Bolsas de recogida
- 1 x Par de cubrebotas

REF.			
WA-KAI1-03	L	sachet	10 x 1u
WA-KAI1-04	XL		
WA-KAI1-05	XXL		

KIT DE AMIANTO



- Incluye todo el equipo necesario para intervenciones de corta duración en presencia de amianto. Contiene:
- 1 x Mono con capucha Tipo 5/6 - WeeCover Max 1
- 1 x Mascarilla FFP3 Kolmi Oxygen
- 1 x Par de guantes de látex amarillo
- 1 x Par de gafas de protección
- 1 x Rollo de cinta adhesiva para amianto
- 1 x Bolsa de recogida
- 1 x Par de cubrebotas

REF.			
WA-KAN-03	L	sachet	10 x 1u
WA-KAN-04	XL		
WA-KAN-05	XXL		

KIT CUATRO



- Adecuado para decapar hornos de gas o eléctricos, asadores, parrillas, pianos, freidoras, planchas calientes y campanas extractoras
- 1 x Media máscara reutilizable en TPE
- 2 x Cartuchos filtrantes con protección A2P3
- 1 x Par de gafas-máscara antivaho con pantalla de policarbonato

REF.		
50.702-RHF	Cartón	1 x 1u

KIT DE PRUEBA DE AJUSTE
CUALITATIVA



- Verifica la adecuación de la mascarilla a la morfología del usuario
- Confirma el sellado y la protección contra el ambiente contaminado
- Asegura el ajuste correcto de la mascarilla
- Evalúa la comodidad y la capacidad para trabajar eficazmente

REF.		
QLFT-K02	Cartón	1 x 5u

KIT DE AMIANTO



- Incluye todo el equipo necesario para intervenciones de corta duración en presencia de amianto. Contiene:
- 1 x Mono con capucha Tipo 5/6 - WeeCover Max 1
- 1 x Mascarilla FFP3 Kolmi Oxygen
- 1 x Par de guantes de látex amarillo
- 1 x Par de gafas de protección
- 1 x Rollo de cinta adhesiva para amianto
- 2 x Bolsa de recogida
- 1 x Par de cubrebotas

REF.			
WA-KAN2-03	L	sachet	10 x 1u
WA-KAN2-04	XL		
WA-KAN2-05	XXL		

DISTRIBUIDOR DE PARED DE ACERO
INOXIDABLE - GUANTES DE NITRILO,
VINOLO, LATEX

MADE IN FRANCE



- Conforme a la metodología HACCP.
- Adecuado para todas las marcas.
- Limpieza fácil.
- Muy fácil de agarrar con los guantes.

REF.			
20.B1035		Cartón	1 x 1u

DISTRIBUIDOR MURAL UNIVERSAL DE ACERO INOXIDABLE - TODOS LOS PRODUCTOS

MADE IN FRANCE



- Conforme a la normativa HACCP.
- Adecuado para todas las marcas.
- Limpieza fácil.
- Muy fácil de manejar.

REF.			
20.B1050		Cartón	1 x 1u

DISTRIBUIDOR DE PARED UNIVERSAL DE ACERO INOXIDABLE - KIT DE VISITANTE

MADE IN FRANCE



- Conforme a la normativa HACCP.
- Adecuado para todas las marcas.
- Fácil limpieza.
- Muy fácil de usar.

REF.			
20.B1060		Cartón	1 x 1u

DISPENSADOR DE GANTES DE ACERO INOXIDABLE - 4 CAJAS

MADE IN FRANCE




- Conforme al sistema APPCC.
- Universal: apto para todas las marcas.
- Fácil agarre con guantes.
- Montaje mural (tornillos y tacos incluidos).
- Fijación magnética (a añadir).

REF.			
20.B957440		Cartón	1 x 1u

DISTRIBUIDOR DE PARED DE ACERO INOXIDABLE - DELANTALES DE POLIETILENO EN ROLLO

MADE IN FRANCE



- Conforme a la normativa HACCP.
- Adecuado para todas las marcas.
- Fácil de limpiar.
- Muy fácil de manejar.

REF.			
20.B1080		Cartón	1 x 1u

DISPENSADOR DE GANTES DE ACERO INOXIDABLE - 3 CAJAS

MADE IN FRANCE



- Conforme al sistema APPCC.
- Universal: apto para todas las marcas.
- Fácil agarre con guantes.
- Montaje mural (tornillos y tacos incluidos).
- Fijación magnética (a añadir).

REF.			
20.B957330		Cartón	1 x 1u

CATÁLOGO



MEDICOM SAS

+33 (0)241 963 434

Boulevard de la Chanterie
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou
FRANCE

sales.support.pro.eu@medicom.com

www.medicom-eu.com



MEDICOM GMBH

+49-2171-706670

Benzstraße 1c
Leverkusen 51381
GERMANY

ТОВ «МЕДІКОМ-УКРАЇНА»

+38 (0)44 303 99 43

03115, Україна, м. Київ,
вул. Серпова, 11
УКРАЇНА

